

## Планшет для ИФА-анализа Медполимер, 96 лунок

ИФА и ИФХЛ    Арт. 12002705



### Ваша цена

Розница  
**0 руб.**

Оптовая цена  
 По запросу

**Сделано  
 в России**

Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 10 %

### Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2015/2665 от 29.08.2022

## Описание

### Планшет для ИФА-анализа «Медполимер», 96 лунок

Полистироловый планшет с крышкой «Медполимер» предназначен для иммуноферментных анализов в клинико-диагностических лабораториях различных медицинских учреждений.

Состоит из корпуса и крышки, изготовленных из прозрачного полимера, не выделяющего в исследуемую среду токсичных ингредиентов. Коэффициент светопропускания не менее 88 %.

Корпус имеет 96 лунок с плоским дном. Для удобства отсчёта лунок на лицевой поверхности нанесены по горизонтали цифры, по вертикали латинские буквы.

Планшет не стерилен.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РЗН 2015/2665 от 13.05.2019.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	12002705
Бренд	Сделано в России
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение, Для исследований крови
Габариты, мм	127×85×16,5
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.