

## Подставка для термостата СКТБ СПУ ТС-1/80

Стойки и подставки для термостатов    Арт. 1001.1



### Ваша цена

Розница  
**10 389 руб.**

Оптовая цена  
**10 292 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

## Описание

### Подставка под суховоздушный термостат ТС-1/80

Подставка предназначена для удобного расположения прибора (термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ) в помещениях.

Особенности подставки:

- Изделие может быть выполнено с лакокрасочным покрытием и из нержавеющей стали.
- Подставка состоит из основания, ножек и полки.
- Поверхности изделия допускаются к дезинфекции.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	1001.1
Бренд	Смоленское СКТБ СПУ
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Габариты, мм	467×517×751,5
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.