

## Подвес ПДП-ДЗМО для подъёмного устройства УПГ-ДЗМО

Тележки для перевозки больных



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

### Описание

---

#### Подвес ПДП-ДЗМО для подъёмного устройства УПГ-ДЗМО

Подвес ПДП-ДЗМО предназначен для безопасного и комфортного перемещения лежачих пациентов в составе [подъёмного устройства УПГ&minus;ДЗМО](#). Он используется как съёмный элемент системы подъёма пациентов и обеспечивает надёжную фиксацию при выполнении подъёмно-транспортных манипуляций в медицинских учреждениях и при уходе на дому.

Изделие выполнено из прочных текстильных материалов: ткани с полиэфирными нитями и синтетических ременных лент. Материалы устойчивы к влаге и регулярной обработке дезинфицирующими средствами, что обеспечивает возможность использования в условиях повышенных санитарных требований.

Конструкция подвеса обеспечивает надёжную фиксацию пациента за счёт четырёх точек крепления к траверсе подъёмного устройства. Мягкие широкие лямки способствуют равномерному распределению нагрузки по телу пациента, снижая риск дискомфорта и локального давления во время перемещения.

#### Особенности

- Совместимость с [подъёмным устройством УПГ&minus;ДЗМО](#).
- Надёжная фиксация пациента за счёт четырёх точек крепления к траверсе.
- Материал изготовления: ткань с полиэфирными нитями и синтетическая ременная лента.
- Мягкие и широкие лямки для равномерного распределения нагрузки.
- Устойчивость к влаге и регулярной дезинфекции.
- Снижение риска смещения пациента при перемещении.
- Наличие шести петель (по три с каждой стороны) для вариативной фиксации пациента.
- Быстрое крепление на крючки траверсы подъёмника.
- Максимальная нагрузка до 120 кг.

### Преимущества

---

- Обеспечивает безопасную фиксацию пациента при использовании с [подъёмным устройством УПГ&minus;ДЗМО](#).
- Снижает физическую нагрузку на медицинский персонал при перемещении лежачих пациентов.
- Равномерно распределяет нагрузку по телу пациента за счёт широких мягких лямок.
- Минимизирует риск смещения пациента во время подъёма и транспортировки.
- Позволяет адаптировать положение пациента благодаря системе нескольких петель крепления.
- Обеспечивает быстрое и надёжное крепление к траверсе подъёмного устройства.
- Устойчив к регулярной санитарной обработке и влажной дезинфекции.
- Повышает комфорт пациента при перемещении за счёт мягкой конструкции.
- Подходит для использования в условиях интенсивной эксплуатации в медицинских учреждениях.

## Характеристики

---

Параметр:

Показатель:

**Бренд**

ДЗМО

**Страна бренда**

Россия

**Отрасли**

Реабилитация, Для скорой помощи

**Страна производства**

Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.