

Покровное стекло 18 × 18 мм

Предметные и покровные стёкла



Под заказ

Описание

Покровное стекло – 18 × 18 мм

Покровное стекло – тонкий и прозрачный стеклянный элемент, предназначенный для накрытия микроскопических препаратов. Обеспечивает равномерное распределение исследуемого материала и создаёт качественное оптическое покрытие, позволяя получать чёткое изображение под микроскопом.

Благодаря высокой ровности и гибкости стекла достигается оптимальное покрытие даже при большой площади препарата. Используется в лабораториях различного профиля для микроскопических исследований биологических, химических и прочих образцов.

Особенности

- Тонкое и прозрачное стекло с высокой ровностью поверхности.
- Гибкость материала обеспечивает качественное покрытие препарата.
- Размеры 18 × 18 мм.
- Упаковка содержит 1 000 шт.
- Подходит для различных микроскопических исследований.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Сделано в Китае
Страна бренда	Китай
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000023641.pdf
Габариты, мм	18 × 18
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся

поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.