

Полипропиленовый поддон для хранения реактивов (для мебели НВ)

Мебель для хранения



Ваша цена

Розница
510 руб.

Оптовая цена
495 руб.



В наличии

С учетом НДС 22 %

• Серия: НВ

Описание

Полипропиленовый поддон для хранения реактивов

Поддоны предназначены для мебели НВ. Выполнены из полипропилена и устойчивы ко всем видам химических реактивов. Защищают поверхности полок тумб, отделений шкафов от случайного попадания агрессивных жидкостей: поддоны, обеспечивают чистоту рабочих мест в лаборатории. Если вы случайно пролили или просыпали какой-то реактив, то всё останется в поддоне, который легко можно вытащить и вымыть.

Поддоны изготовлены методом литья, механически прочны и долговечны. Можно установить в любом шкафу серии НВ.

Габаритные размеры: 305×420×110 мм.

В наличии имеются различные цвета поддонов, их можно уточнить у менеджеров при заказе.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	KORCA
Страна бренда	Россия
Серия	НВ
Габариты, мм	305×420×110

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.