

Полипропиленовый шкаф для кислот Zoyet ZYP0012

Шафы для специального хранения



Ваша цена

Розница
57 009 руб.

Оптовая цена
54 777 руб.



В наличии

С учетом НДС 22 %

- Тип: шкаф для кислот
- Материал столешницы: полипропилен
- Внутренний объем шкафа, л: 45

Описание

Полипропиленовый шкаф для кислот Zoyet ZYP0012

Небольшой шкаф Zoyet ZYP0012 предназначен для хранения агрессивных кислот и щелочей. Внутренний объем шкафа: 45 литров.

Шкаф сделан целиком из полипропилена, устойчивого к длительному воздействию кислот. Полипропиленовую полку можно снять для очистки. При необходимости можно купить дополнительную полку.

У шкафа есть проушины, можно навесить замок или опломбировать.

Нормальный срок службы шкафов Zoyet более 10 лет, что делает их отличным выбором для оснащения лаборатории.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Zoyet
Страна бренда	Китай
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00010010146.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010010146.pdf
Тип	шкаф для кислот
Материал столешницы	полипропилен
Внутренний объем шкафа, л	45
Габариты, мм	590×460×890
Вес, кг	23

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.