

## Полипропиленовый шкаф для кислот Zoyet ZYP0030

Шафы для специального хранения



### Ваша цена

Розница

**113 100 руб.**

Оптовая цена

**108 600 руб.**



Под заказ

С учетом НДС 22 %

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

Ссылка на документы

<https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010010148.pdf>,

<https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00010010148.pdf>

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.