

Полиуретановый медицинский табурет INMEDIX T11-B

Стулья и табуреты



Ваша цена

Розница
14 615 руб.

Оптовая цена
14 128 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Полиуретановый медицинский табурет INMEDIX T11-B

INMEDIX T11-B – компактный и удобный медицинский табурет с сиденьем и спинкой из полиуретана, установленный на газлифте. Табурет оснащён стальным каркасом с хромированным покрытием и обеспечивает простую регулировку высоты для удобства работы медицинского персонала.

Устройство может комплектоваться на пластиковых колёсных опорах с опорным кольцом для ног диаметром 450 мм или на неподвижных глайдерах. Дополнительно доступны итальянские колёсные опоры с покрытием из десмопана.

Полиуретановые сиденье и спинка легко очищаются, устойчивы к дезинфицирующим и моющим средствам, обладают повышенной прочностью и износостойкостью, антивандальные, устойчивы к кратковременному воздействию температуры, воды, летящих искр, кислот и щелочей.

Особенности

- Сиденье и спинка из полиуретана высокой прочности.
- Стальной каркас с хромированным покрытием.
- Регулировка высоты сиденья и спинки с газлифтом.
- Возможность комплектации колёсными опорами или глайдерами.
- Опорное кольцо для ног диаметром 450 мм в базовой комплектации.
- Устойчивость к дезинфицирующим и моющим средствам.
- Антивандальная конструкция.
- Устойчивость к кратковременному воздействию температуры, воды, кислот и щелочей.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Размеры сиденья	470 × 450 мм
Размеры спинки	420 × 310 мм
Разлет опор	590 мм
Высота сиденья (на колёсных опорах)	от 600 до 840 мм
Высота спинки (на колёсных опорах)	от 1020 до 1260 мм
Высота сиденья (на глайдерах)	от 575 до 815 мм
Высота спинки (на глайдерах)	от 995 до 1235 мм

Преимущества

- Сиденье и спинка из полиуретана высокой прочности, устойчивого к дезинфицирующим и моющим средствам.
- Стальной каркас с хромированным покрытием обеспечивает долговечность и стабильность конструкции.
- Регулировка высоты сиденья и спинки с газлифтом позволяет легко адаптировать табурет под рост

оператора.

- Возможность комплектации колёсными опорами или неподвижными глайдерами для удобного перемещения или стационарной фиксации.
- Опорное кольцо для ног диаметром 450 мм обеспечивает комфорт при длительном сидении.
- Антивандальная конструкция повышает надёжность эксплуатации в медицинских и лабораторных условиях.
- Устойчивость к кратковременному воздействию температуры, воды, кислот и щелочей.
- Лёгкая очистка и дезинфекция благодаря гладкой поверхности сиденья и спинки.
- Компактные размеры и эргономичная форма делают табурет удобным для работы в ограниченном пространстве.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	INMEDIX
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для дома
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010020460.pdf
Вес, кг	7
Вес в упаковке, кг	8
Габариты в упаковке, мм	560 × 160 × 540
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.