

Полка дополнительная для СКТБ СПУ ГП-80

Воздушные стерилизаторы (сухожары) Арт. 3015



Ваша цена

Розница
2 538 руб.

Оптовая цена
2 453 руб.



Под заказ

С учетом НДС 20 %

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Полка дополнительная для СКТБ СПУ ГП-80

Дополнительная полка предназначена для размещения [воздушного стерилизатора СКТБ СПУ ГП-80](#) и обеспечивает удобное расположение аппарата, а также эффективное использование рабочего пространства в медицинских учреждениях. Изготовлена из прочных материалов, что гарантирует надежность и долговечность эксплуатации.

Конструкция полки позволяет легко обслуживать стерилизатор, обеспечивать безопасное подключение к электросети и содержать поверхность в чистоте, что важно для соблюдения санитарно-гигиенических норм и процедур дезинфекции. Полка совместима с моделью СКТБ СПУ ГП-80 и соответствует требованиям эргономики и безопасности.

Особенности

- Специально разработана для воздушного стерилизатора СКТБ СПУ ГП-80
- Обеспечивает удобное и устойчивое расположение аппарата
- Прочная и долговечная конструкция
- Удобство при обслуживании и подключении к электросети
- Оптимизация рабочего пространства в кабинете или лаборатории
- Соответствие эргономическим и безопасным стандартам
- Легкость дезинфекции и содержания в чистоте

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

3015

Бренд

Смоленское СКТБ СПУ

Страна бренда

Россия

Страна производства

Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются

справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.