

Полка дополнительная для термостата СКТБ СПУ ТС-1/20 СПУ

Термостаты-инкубаторы Арт. 1003.2



Ваша цена

Розница
1 768 руб.

Оптовая цена
1 709 руб.



Под заказ

С учетом НДС 20 %

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Полка дополнительная для термостата СКТБ СПУ ТС-1/20

Полка дополнительная предназначена для установки в Суховоздушный термостат без охлаждения СКТБ СПУ ТС-1/20. Обеспечивает удобное размещение лабораторной посуды и контейнеров, равномерное распределение температуры внутри камеры и повышение эффективности работы термостата.

Изготовлена из коррозионностойкого материала, легко моется и обеспечивает надёжное крепление при эксплуатации в среде с повышенной температурой. Полка совместима исключительно с термостатом СКТБ СПУ ТС-1/20 и упрощает организацию рабочего пространства внутри камеры.

Особенности

- Совместимость с термостатом СКТБ СПУ ТС-1/20
- Коррозионностойкий материал изготовления
- Лёгкая очистка и обслуживание
- Надёжное крепление внутри камеры
- Удобство размещения лабораторной посуды и контейнеров
- Повышение эффективности равномерного прогрева внутри термостата

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

1003.2

Бренд

Смоленское СКТБ СПУ

Страна бренда

Россия

Габариты, мм

243 × 256

Страна производства

Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного

уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.