

Полуавтоматический электронный тонометр Little Doctor LD2

Тонометры



Ваша цена

Розница

1 559 руб.

Оптовая цена

1 546 руб.

Little Doctor

В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Полуавтоматический тонометр Little Doctor LD2

Полуавтоматический тонометр Little Doctor LD2 – электронный прибор для неинвазивного измерения артериального давления и частоты пульса осциллометрическим методом. Модель предназначена для измерения давления на плече и сочетает ручную накачку манжеты с автоматическим снижением давления во время измерения.

Тонометр оснащён интеллектуальным алгоритмом Fuzzy, который учитывает индивидуальные особенности сердечного ритма пользователя и позволяет определять необходимый уровень давления в манжете для более комфортного проведения измерений. Управление прибором максимально упрощено, благодаря чему модель подходит для регулярного домашнего контроля показателей артериального давления.

Little Doctor LD2 оснащён увеличенной плечевой манжетой и ЖК-дисплеем с одновременным отображением значений давления и пульса. Предусмотрена звуковая индикация этапов измерения. Устройство отличается экономичным энергопотреблением и способно выполнять до 1 000 измерений от одного комплекта алкалайновых элементов питания.

Особенности

- Полуавтоматический принцип работы с ручной накачкой манжеты.
- Осциллометрический метод измерения.
- Интеллектуальный алгоритм Fuzzy для учёта индивидуальных особенностей сердцебиения.
- Автоматическое снижение давления после завершения нагнетания.
- Ручной выбор максимального давления накачки.
- Увеличенная манжета для окружности плеча от 25 до 36 см.
- Звуковая индикация этапов измерения.
- LCD-дисплей с одновременным отображением давления и частоты пульса.
- До 1 000 измерений от одного комплекта алкалайновых батареек.
- Компактная конструкция для хранения и транспортировки.

Показания к применению

- Контроль артериального давления в домашних условиях.
- Регулярное измерение артериального давления и частоты пульса.
- Самостоятельный мониторинг показателей сердечно-сосудистой системы.

Комплект поставки

- Электронный блок.
- Манжета Cuff-LDA.
- Нагнетатель с обратным клапаном и клапаном сброса давления.
- Тройник.
- Воздушный шланг.
- 4 элемента питания типа AA.
- Сумка для хранения и переноски.
- Руководство по эксплуатации.
- Гарантийный талон.
- Упаковка.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Метод измерения	Осциллометрический
Место наложения манжеты	Плечо
Снижение давления	Автоматическое
Накачка манжеты	Ручная
Выбор максимального давления накачки	Ручной
Интеллектуальная система	Алгоритм Fuzzy
Диапазон измерения давления	40 – 260 мм рт. ст.
Диапазон измерения частоты пульса	40 – 160 уд./мин.
Погрешность измерения давления	± 3 мм рт. ст.
Погрешность измерения частоты пульса	± 5 % показаний
Условия эксплуатации (температура)	от +10 до +40 °С
Условия эксплуатации (влажность)	не более 85 %
Наличие гнезда для адаптера	Нет
Размер манжеты	Увеличенная взрослая, для окружности плеча от 25 до 36 см
Материал манжеты	Нейлон
Материал камеры манжеты	ПВХ
Звуковая индикация	Да
Тип дисплея	Жидкокристаллический
Одновременная индикация давления и пульса	Да
Индикация времени и даты	Нет
Размер дисплея	47 × 30 мм
Количество ячеек памяти	Нет
Память на показания пульса	Нет
Ресурс элементов питания	До 1 000 измерений
Срок службы тонометра	7 лет
Срок службы манжеты	3 года
Гарантия	3 года

Преимущества

- Полуавтоматический принцип измерения с ручной накачкой манжеты и автоматическим снижением давления.
- Алгоритм Fuzzy учитывает индивидуальные особенности сердцебиения для более комфортного измерения.
- Увеличенная манжета подходит для окружности плеча от 25 до 36 см.
- Осциллометрический метод обеспечивает простое выполнение измерений без специальных навыков.
- Звуковая индикация сопровождает этапы проведения измерения.
- ЖК-дисплей одновременно отображает значения артериального давления и частоты пульса.
- Ручной выбор максимального давления накачки повышает удобство использования.
- До 1 000 измерений от одного комплекта алкалайновых элементов питания.
- Компактные размеры позволяют удобно хранить и перевозить прибор.
- Не требует подключения сетевого адаптера.
- Плечевая манжета выполнена из нейлона с камерой из ПВХ.
- Подходит для регулярного домашнего контроля артериального давления.
- Гарантия производителя – 3 года.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Little Doctor

Страна бренда	Сингапур
Отрасли	Для дома
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040510.pdf
Габариты, мм	135×95×50
Вес, кг	0.415
Электропитание, В	1.5 (батарейки, тип AA, 4 шт.)
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.