

## Полумикровесы OHAUS Pioneer PX125D

Аналитические и лабораторные весы      Арт. 30430079



### Ваша цена

Розница  
**0 руб.**

Оптовая цена  
 По запросу



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: полумикровесы
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 52, 120
- Дискретность, г: 0,00001/0,0001
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 0,001
- Калибровка: внутренняя
- Класс точности: Высокий (II)

## Описание

### Полумикровесы OHAUS Pioneer PX125D

Превосходные рабочие характеристики и экономичность.

Весы серии Pioneer PX5 – это продуманное сочетание важнейших функций взвешивания и конкурентных характеристик, обеспечивающих высокую точность и повторяемость результатов в условиях исследовательских, академических и промышленных лабораторий. Весы PX5 отличаются выгодной ценой. Продуманная конструкция упрощает взвешивание, а благодаря второй строке на дисплее возможно отображение дополнительной информации. Интерфейсы USB и RS232 облегчают подключение другого оборудования.

Нижняя часть корпуса весов PX5 изготовлена из литого металла, а поддон и грузоприёмная чашка – из нержавеющей стали, что обеспечивает надёжность, практичность и долговечность.

У весов PX5 предусмотрена вторая строка на дисплее для отображения дополнительной информации или указаний, антистатическая пластина для удобного заземления, а также интерфейсы USB и RS232, обеспечивающие простоту подключения.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): &#8470; [73104-18](#).  
 Срок свидетельства: до 21.11.2023.

#### Режимы применения

Простое взвешивание, подсчёт количества предметов, процентное взвешивание, взвешивание животных, определение плотности.

#### Дисплей

Жидкокристаллический дисплей (LCD) с подсветкой; вторая строка для отображения дополнительной информации и указаний для пользователя.

#### Эксплуатация

Блок питания переменного тока (в комплекте).

#### Связь

RS232 и USB (стандартно); вывод данных с отметкой времени и даты в формате GLP/GMP (кроме модификаций для США).

#### Материалы конструкции

Металлическое основание и пластиковая верхняя часть корпуса, съёмная грузоприёмная чашка из нержавеющей стали, стеклянный защитный кожух, крюк для взвешивания под весами, скоба для противоугонного замка, блокировка калибровки и защитный чехол.

## Преимущества

### Преимущества OHAUS Pioneer PX125D

- Выбираемые пользователем настройки яркости дисплея, фильтры адаптации к условиям окружающей среды, точки калибровки, параметры вывода и печати данных.
- Функции автоматического тарирования, автоматического снижения яркости дисплея, программной блокировки меню и восстановления заводских установок.
- Возможность задания идентификаторов проекта и пользователя.
- Программный индикатор перегруза / недогруза.
- Индикатор стабильности.
- Четыре языка пользовательского интерфейса.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	30430079
Бренд	OHAUS
Страна бренда	США
Тип весов	полумикровесы
Наибольший предел взвешивания (НПВ), г	52, 120
Дискретность, г	0,00001/0,0001
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	0,001
Воспроизводимость (СКО), г	0,00002/0,0001
Линейность, ± г	0,0001
Калибровка	внутренняя
Класс точности	Высокий (II)
Размер платформы, мм	80
Интерфейс	RS-232, USB
Время стабилизации, с	10
Габариты, мм	209×321×309
Вес, кг	4.5
Страна производства	Китай

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся

поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.