

## Портативные весы OHAUS Scout STX123

Аналитические и лабораторные весы      Арт. 30272125

### Ваша цена

Розница  
**0 руб.**

Оптовая цена  
По запросу



Под заказ



С учетом НДС 22 %

- Тип весов: портативные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 120
- Дискретность, г: 0,001
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 0,02
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Высокий (II)

## Описание

### Портативные весы OHAUS Scout STX123

Новое поколение весов Scout – новые стандарты взвешивания в лаборатории и на производстве.

Эти портативные весы предназначены для работы с высокой производительностью, имеют короткое время стабилизации и высокую точность взвешивания. Весы OHAUS Scout устанавливают новый стандарт взвешивания в самых разных областях применения. К отличительным особенностям весов также относятся эффективная защита от перегрузок и расширенные возможности подключения.

Большой цветной сенсорный дисплей позволяет без труда управлять весами Scout при помощи информативного меню с пиктограммами, направляя действия пользователя на каждом этапе взвешивания.

Время стабилизации не превышает 1 секунду и способствует повышению производительности на любом производстве. В весах Scout реализована передовая технология взвешивания, что гарантирует воспроизводимые и надёжные результаты.

Превосходная встроенная система защиты от перегрузки, рассчитанная на 10-кратное превышение НПВ, защищает весы в сложных и неблагоприятных условиях. Компактная продуманная конструкция позволяет штабелировать весы при хранении.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): &#8470; [64467-16](#).  
Срок свидетельства: до 29.06.2026.

#### Режимы применения

Взвешивание, подсчёт количества предметов, контрольное и процентное взвешивание, взвешивание животных/динамическое взвешивание, суммирование, определение плотности, фиксирование максимального веса, мольное взвешивание.

#### Дисплей

Полноцветный графический сенсорный VGA-дисплей 4,3 дюйма (109 мм) с регулируемой яркостью.

#### Эксплуатация

Сетевой адаптер (входит в комплект) или четыре батарейки AA (не входят в комплект).

#### Связь

Интерфейс RS232, USB-порт, USB-устройство, Ethernet или Bluetooth® (опции).

#### Материалы конструкции

Корпус из АБС-пластика, чашка из нержавеющей стали, защитный кожух из АБС-пластика (только для

моделей с разрешением 1 мг), крюк для взвешивания под весами, транспортировочный замок, калибровочный замок, паз для противоугонного замка, регулируемые опоры для выставления по уровню, индикатор уровня с подсветкой на передней панели.

## Преимущества

### Преимущества OHAUS Scout STX123

- Индикатор стабильности показаний.
- Конструкция, предусматривающая возможность штабелирования весов.
- Защитный кожух для складирования и хранения (кроме моделей с дискретностью 1 мг).
- Механическая и программная защита от перегрузки/недостаточной нагрузки.
- Индикатор низкого заряда батареи.
- Автоматическое выключение.
- Автоматическое тарирование.
- Калибровочные гири (поставляются с моделями, имеющими НПВ до 620 г включительно).

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	30272125
Бренд	OHAUS
Страна бренда	США
Тип весов	портативные
Наибольший предел взвешивания (НПВ), г	120
Дискретность, г	0,001
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	0,02
Воспроизводимость (СКО), г	0,002
Линейность, ± г	0,003
Калибровка	внешняя
Гиря	50, 100 г
Класс точности	Высокий (II)
Размер платформы, мм	93
Интерфейс	RS-232 (как опция), USB (как опция), Ethernet (как опция)
Время стабилизации, с	1,5
Габариты, мм	202×222×103

Вес, кг	1
---------	---

Страна производства	Китай
---------------------	-------

### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.