

## Порционные весы OHAUS Valor 3000 V31XW301

Платформенные весы    Арт. 30089603



### Ваша цена

Розница  
**0 руб.**

Оптовая цена  
По запросу



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: порционные
- Дискретность, г: 0,1
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Средний (III)

## Описание

### Порционные весы OHAUS Valor 3000 V31XW301

Прочные, высокотехнологичные портативные весы из нержавеющей стали.

Весы Valor 3000 Xtreme — достойное продолжение традиций компании OHAUS в области производства высококачественных, надёжных и простых в эксплуатации приборов. Они прочны, имеют элегантный компактный корпус, выполненный полностью из нержавеющей стали, просты в эксплуатации и обладают высокой точностью взвешивания с дискретностью до 40 000 d.

Весы Valor 3000 Xtreme из нержавеющей стали сертифицированы NSF (Национальным фондом санитарной защиты) и могут использоваться в системах, сертифицированных по HACCP, способствуя обеспечению целостности и безопасности всех взвешиваемых пищевых продуктов.

Для установки компактных весов Valor 3000 Xtreme требуется минимальная площадь. Они обладают разрешением до 40 000 d и 0,01 г, что позволяет проводить точные измерения даже в сложных условиях.

Универсальные весы Valor 3000 оснащены программным обеспечением для обычного или процентного взвешивания и определения плотности.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): &#8470; [73893-19](#).  
Срок свидетельства: до 08.02.2024.

#### Режимы применения

Взвешивание, процентное взвешивание, определение плотности.

#### Дисплей

Жидкокристаллический дисплей с подсветкой (LCD).

#### Эксплуатация

Сетевой адаптер (входит в комплект) или четыре батареи типа C (LR14) (не входят в комплект).

#### Связь

Неприменимо.

#### Материалы конструкции

Корпус и весовая платформа из нержавеющей стали, индикатор установки по уровню на передней панели, блокировка датчика веса.

## Преимущества

## Преимущества OHAUS Valor 3000 V31XW301

- Настраиваемые параметры адаптации к условиям окружающей среды.
- Автоматическое тарирование.
- Автоматическое выключение.
- Различные варианты питания.
- Дополнительные принадлежности для пищевых продуктов.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	30089603
Бренд	OHAUS
Страна бренда	США
Тип весов	порционные
Наибольший предел взвешивания (НПВ), г	300
Дискретность, г	0,1
Калибровка	внешняя
Класс точности	Средний (III)
Размер платформы, мм	158×146
Время стабилизации, с	3
Защита от пыли и влаги (IP)	IP65
Габариты, мм	77×218×186
Вес, кг	1.4
Страна производства	Китай

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.