

Порционные весы OHAUS Valor 2000 V22XWE1501T

Платформенные весы Арт. 30072331

Ваша цена


Розница

0 руб.

Оптовая цена
По запросу



Под заказ



С учетом НДС 22 %

- Тип весов: порционные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 1,5
- Дискретность, г: 0,2
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 4
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Средний (III)

Описание

Порционные весы OHAUS Valor 2000 V22XWE1501T

Водонепроницаемые пищевые весы OHAUS Valor 2000 устанавливают новый промышленный стандарт благодаря выигрышному сочетанию скорости и надёжности. Весы Valor 2000 в корпусе из нержавеющей стали или пластика имеют большие светодиодные дисплеи, расположенные спереди и сзади, прочную клавиатуру из материалов, совместимых с пищевыми продуктами. Это весы номер один для использования в сухих условиях и условиях повышенной влажности.

Прочная клавиатура из поликарбоната выдерживает контакт с ножами и другими острыми инструментами, которые используются при приготовлении, обработке и порционировании продуктов питания.

Уникальная водонепроницаемая конструкция Flow Thru™ с защитой IP68 гарантирует отведение влаги при работе в условиях высокой влажности. Весы Valor 2000 имеют сертификат NSF.

Время стабилизации составляет менее полусекунды. Наличие двух больших светодиодных дисплеев (спереди и сзади) позволяет двум операторам совместно использовать одни весы.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): [№8470; 73893-19](#).
Срок свидетельства: до 08.02.2024.

Режимы применения

Взвешивание, контрольное взвешивание (только XW).

Дисплей

Два светодиодных дисплея.

Эксплуатация

Сетевой адаптер (входит в комплект) или аккумулятор (входит в комплект).

Связь

Неприменимо.

Материалы конструкции

Корпус из АБС-пластика с платформой из нержавеющей стали (PW), корпус и платформа из нержавеющей стали (XW), индикатор установки по уровню на передней панели.

Преимущества

Преимущества OHAUS Valor 2000 V22XWE1501T

- Автоматическая защитная заслонка разъёма питания.
- Ручка для переноски.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	30072331
Бренд	OHAUS
Страна бренда	США
Тип весов	порционные
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг	1,5
Дискретность, г	0,2
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	4
Воспроизводимость (СКО), г	0,2
Линейность, ± г	0,2
Калибровка	внешняя
Класс точности	Средний (III)
Размер платформы, мм	190×242
Время стабилизации, с	0,5
Защита от пыли и влаги (IP)	IPX8
Габариты, мм	124×256×288
Вес, кг	3,9
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описание в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.