

Пресс-деструктор ХимЛаб Стериус (25 л)

Оборудование для утилизации медицинских отходов



Наличие регистрационного удостоверения

ХимЛаб

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Пресс-деструктор ХимЛаб Стериус (25 л)

Пресс-деструктор «ХимЛаб» Стериус предназначен для изменения товарного вида предварительно обеззараженных медицинских отходов, чтобы исключить возможность их повторного применения.

Пресс-деструктор представляет собой вертикальную прессовальную машину с загрузочной ёмкостью. Корпус и корзина деструктора выполнены из нержавеющей стали.

Пресс гидравлический, с максимальным усилием прессования 9 тонн. Объём ёмкости под отходы: 25 литров. Длительность цикла прессования: 30 секунд.

Он прост в эксплуатации и не требует специальной квалификации персонала. Откидывание и фиксация ёмкости для отходов происходит вручную. На дне ёмкости для отходов есть сливное отверстие, которое позволяет быстро избавиться от скопившейся жидкости и проводить дезинфекцию.

Прессование отходов можно проводить в мешках.

Преимущества

Преимущества пресс-деструктора ХимЛаб Стериус

- Сокращение объёма медицинских отходов до 10 раз.
- Прессование отходов проводится непосредственно в мусорных мешках, отходы удаляются в этих же мешках.
- Есть функция защиты корзины от опрокидывания при загрузке отходов.
- Есть система защиты от утечки гидравлического масла.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	ХимЛаб
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации

Объём рабочей камеры, л	25
Габариты, мм	1690×470×510
Вес, кг	90
Электропитание, В	220
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.