

Прецизионные весы OHAUS Adventurer AX2202

Аналитические и лабораторные весы

Арт. 30111673

Ваша цена

Розница

0 руб.

Оптовая цена
По запросу



Под заказ



С учетом НДС 22 %

- Тип весов: прецизионные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 2200
- Дискретность, г: 0,01
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 0,5
- Калибровка: внутренняя
- Класс точности: Высокий (II)

Описание

Прецизионные весы OHAUS Adventurer AX2202

Идеально сочетая в себе инновации и простые в использовании функции, весы OHAUS Adventurer® незаменимы для повседневного взвешивания и измерений. Благодаря цветному сенсорному дисплею, возможностям соблюдения нормативных требований GLP/GMP, наличию двух USB-портов и другим полезным особенностям весы Adventurer® – самые многофункциональные в своем классе.

Цветной сенсорный дисплей с интерфейсом на основе пиктограмм и эргономичный дизайн делают работу с весами Adventurer максимально удобной.

Различные варианты подключения внешних устройств и специализированные режимы взвешивания в сочетании с функцией AutoCal™ обеспечивают универсальность и гибкость при решении широкого круга задач.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): [№8470;57928-14](#). Срок свидетельства: до 13.05.2024.

Режимы применения

Взвешивание, подсчет количества предметов, контрольное и процентное взвешивание, взвешивание животных/динамическое взвешивание, суммирование/статистика, рецептуры, определение плотности, фиксирование максимальных значений.

Дисплей

Полноцветный графический сенсорный дисплей VGA 4,3 дюйма (109 мм) с регулируемой яркостью.

Эксплуатация

Сетевой адаптер (входит в комплект).

Связь

Интерфейс RS232, USB-порт, USB-устройство (входят в комплект). Протоколирование результатов GLP/ GMP с часами в режиме реального времени.

Материалы конструкции

Металлическое основание, верхняя часть корпуса из АБС-пластика, чашка из нержавеющей стали, стеклянный кожух с дверками и сдвижной верхней дверкой, индикатор установки по уровню с подсветкой, крюк для взвешивания под весами, противоугонное устройство, калибровочный замок, защитный чехол для терминала.

Преимущества

Преимущества OHAUS Adventurer AX2202

- Программируемые режимы адаптации к условиям окружающей среды.
- Автоматическое тарирование.
- Выбираемые пользователем точки калибровки.
- Программная блокировка и сброс.
- Настраиваемые параметры подключения и печати данных.
- Настраиваемые идентификаторы проекта и пользователей.
- 9 языков интерфейса, в том числе русский.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|---|--------------|
| Артикул | 30111673 |
| Бренд | OHAUS |
| Страна бренда | США |
| Тип весов | прецизионные |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), г | 2200 |
| Дискретность, г | 0,01 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г | 0,5 |
| Воспроизводимость (СКО), г | 0,01 |
| Линейность, ± г | 0,02 |
| Калибровка | внутренняя |
| Класс точности | Высокий (II) |
| Размер платформы, мм | 175×195 |
| Интерфейс | RS-232, USB |
| Время стабилизации, с | 1,5 |
| Габариты, мм | 354×230×100 |
| Вес, кг | 4.6 |
| Вес в упаковке, кг | 6.5 |
| Страна производства | Китай |

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.