

## Программное обеспечение для CFR-логгеров Testo 190

Высокотемпературные логгеры

Арт. 0554 1901



Под заказ

### Описание

#### Программное обеспечение для CFR-логгеров Testo 190

Программное обеспечение Testo 190 CFR позволяет считывать данные и программировать логгеры Testo 190 в полном соответствии со всеми требованиями 11 главы, 21 раздела CFR (Свода федеральных нормативных актов США). Эта программа с интуитивным интерфейсом позволит вам составить полную документацию одним кликом мышки. Используется для валидации процессов стерилизации и лиофильной сушки.

Программное обеспечение Testo 190 CFR устанавливается на компьютер с Windows 7 и новее.

- ПО сертифицировано на соответствие требованиям 21 CFR Part 11: оно включает в себя такие функции, как цифровые подписи, управление пользователями и контрольный журнал.
- Им легко пользоваться. На всем пути, начиная от программирования логгеров и до составления отчетов, пользователя будут сопровождать подсказки.
- Можно одновременно программировать и считывать до 8 логгеров данных.
- Результаты в виде графика или таблицы можно получить как для отдельных логгеров, так и для всех логгеров сразу. Можно свободно выбирать, за какой период времени отображать результаты, а затем сохранять их в отчете формата pdf.

### Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	0554 1901
Бренд	Testo
Страна бренда	Германия

#### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.