

Прямой отоскоп KaWe Piccolight C

Отоскопы Арт. 01.13100.232



Ваша цена

Розница
6 804 руб.

Оптовая цена
6 691 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Прямой отоскоп KaWe Piccolight C

Прямой отоскоп KaWe Piccolight C – компактный диагностический прибор для проведения отоскопии у взрослых и детей. Устройство предназначено для визуального обследования наружного слухового прохода и барабанной перепонки и используется в амбулаторной и клинической практике.

Конструкция включает рукоять и головку, изготовленные из лёгкого ABS-пластика. Небольшой вес прибора обеспечивает комфорт при длительном удержании и не создаёт дополнительной нагрузки при переноске медицинского оборудования.

Диаметр рукояти составляет 21 мм, длина отоскопа – 161 мм. Компактные размеры позволяют размещать прибор в кармане медицинского халата. Для удобства переноски на рукояти предусмотрена клипса для крепления к медицинской форме.

Питание осуществляется от двух батареек типа AA. Отоскоп оснащён вакуумной лампой напряжением 2,5 В, формирующей направленный световой поток для качественного освещения исследуемой области. Лампа расположена непосредственно в головке прибора, что обеспечивает яркое локальное освещение.

Поворотная линза с трёхкратным увеличением способствует более детальному осмотру. Конструкция предусматривает подключение нагнетательного баллона для проведения пневматического тестирования барабанной перепонки.

Показания к применению

- Проведение отоскопии у взрослых и детей.
- Осмотр наружного слухового прохода.
- Визуальная оценка состояния барабанной перепонки.
- Проведение пневматического тестирования барабанной перепонки.
- Диагностические исследования в оториноларингологии.
- Применение в терапевтической практике.
- Применение в педиатрии.

Особенности

- Компактная конструкция для ежедневной клинической практики.
- Прямое освещение типа С.
- Вакуумная лампа напряжением 2,5 В.
- Яркий направленный световой поток.
- Расположение лампы в головке прибора.
- Поворотная линза с трёхкратным увеличением.
- Поддержка проведения пневматической пробы.
- Возможность подключения нагнетательного баллона.
- Корпус рукояти и головка из лёгкого ABS-пластика.
- Клипса для крепления к медицинской одежде.
- Питание от двух батареек типа AA.
- Простое обслуживание прибора.
- Комплектуется набором одноразовых ушных воронок.
- Тканевая сумка для хранения и переноски с возможностью крепления на пояс.

Комплект поставки

- Прямой отоскоп KaWe Piccolight C.
- Набор одноразовых ушных воронок – 20 шт.
- Тканевая сумка.
- Документация к прибору.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип изделия	Прямой диагностический отоскоп
Серия	Piccolight
Тип освещения	C – прямой свет
Источник света	Вакуумная лампа
Срок службы лампы	50 000 ч
Материал головки	ABS-пластик
Материал рукоятки	ABS-пластик
Увеличение линзы	3-кратное
Тип крепления	Резьбовое
Диаметр рукоятки	21 мм
Длина прибора	161 мм
Подключение нагнетательного баллона	Да
Комплектная сумка	Да
Количество одноразовых ушных воронок	20 шт.
Диаметр комплектных воронок	Ø 2,5 мм и Ø 4,0 мм

Преимущества

- Компактные размеры позволяют использовать отоскоп как в кабинете врача, так и вне стационара.
- Лёгкий корпус из ABS-пластика снижает нагрузку при длительной работе.
- Прямой направленный свет обеспечивает точную визуализацию исследуемой области.
- Вакуумная лампа 2,5 В формирует стабильный и яркий световой поток.
- Расположение лампы в головке прибора обеспечивает концентрированное освещение.
- Трёхкратное увеличение линзы повышает точность диагностики.
- Поворотная конструкция линзы облегчает проведение различных видов осмотра.
- Возможность проведения пневматического теста расширяет диагностические функции прибора.
- Подключение нагнетательного баллона упрощает оценку подвижности барабанной перепонки.
- Клипса на рукоятки обеспечивает удобное крепление к медицинской форме.
- Питание от двух батареек типа AA обеспечивает автономность работы.
- Простая конструкция облегчает обслуживание и эксплуатацию прибора.
- Быстрая замена комплектующих повышает удобство ежедневного использования.
- Комплект одноразовых ушных воронок обеспечивает готовность к работе сразу после распаковки.
- Тканевая сумка с креплением на пояс упрощает транспортировку и хранение.
- Подходит для применения у взрослых и детей в различных клинических условиях.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	01.13100.232
Бренд	KaWe
Страна бренда	Германия
Отрасли	Для ЛОР-кабинета
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040786.pdf

Электропитание, В	2,5 (2 батарейки типа АА)
-------------------	---------------------------

Страна производства	Германия
---------------------	----------

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.