

## Пульсоксиметр Armed YX 200

Пульсоксиметры    Арт. 1032001



### Ваша цена

Розница  
**0 руб.**

Оптовая цена  
По запросу



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Диапазон измерения ЧСС, уд./мин.: 30-235
- Диапазон измерения SpO<sub>2</sub>, %: 70-100
- Тип батарейки: AAA, 1,5 В

### Наличие регистрационного удостоверения

Array

## Описание

### Пульсоксиметр Armed YX200

Пульсоксиметр Armed YX200 позволяет узнать частоту пульса и уровень кислорода в крови (сатурацию). Управление прибором осуществляется всего одной кнопкой. Результат высвечивается на дисплее через 5 секунд после начала измерения.

Чёрно-белый цифровой экран понятно и чётко отображает частоту пульса, а также уровень насыщения крови кислородом (SpO). Также на дисплей выводится заряд батареи. YX200 автоматически отключается через 8 секунд бездействия и потребляет минимум энергии.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора &#8470; ФСЗ 2010/07461 от 22.07.2010.

## Характеристики

| Параметр:                               | Показатель:               |
|---|---------------------------|
| Артикул                                 | 1032001                   |
| Бренд                                   | Армед                     |
| Страна бренда                           | Россия                    |
| Отрасли                                 | Здравоохранение, Для дома |
| Диапазон измерения ЧСС, уд./мин.        | 30-235                    |
| Диапазон измерения SpO <sub>2</sub> , % | 70-100                    |
| Тип батареек                            | AAA, 1,5 В                |
| Вес, кг                                 | 0.05                      |

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.