

Пульсоксиметр TOPMED FP-30

Пульсоксиметры Арт. 8102-01-03



Ваша цена

Розница

1 582 руб.

Оптовая цена

1 568 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Пульсоксиметр TOPMED FP-30

Пульсоксиметр TOPMED FP-30 — компактный пальчиковый прибор для быстрого неинвазивного измерения уровня насыщения крови кислородом (SpO_2) и частоты сердечных сокращений. Устройство предназначено для оперативной оценки состояния пациента как в медицинских учреждениях, так и в домашних условиях.

Прибор выполнен в эргономичном корпусе и не требует использования внешнего датчика. Для проведения измерения достаточно надеть пульсоксиметр на указательный палец пациента — результат отображается практически мгновенно. Модель подходит для взрослых и детей старшего возраста.

Пульсоксиметр оснащён цветным светодиодным дисплеем с четырьмя режимами отображения информации. На экране выводятся показатели сатурации, частоты пульса, плетизмограмма, шкала и индикатор пульса, а также индикатор уровня заряда батареи. После завершения измерения устройство автоматически отключается через 8 секунд, что способствует экономичному расходу элементов питания.

Отображаемые параметры

- Уровень насыщения крови кислородом (SpO_2).
- Частота пульса.
- Плетизмограмма.
- Шкала пульса.
- Индикатор пульса.
- Индикатор уровня заряда батареи.

Особенности

- Пальчиковое исполнение без внешнего датчика.
- Быстрое определение уровня SpO_2 и частоты сердечных сокращений.
- Цветной светодиодный дисплей с 4 режимами отображения.
- Отображение плетизмограммы и шкалы пульса.
- Автоматическое отключение через 8 секунд после окончания измерения.
- Индикатор низкого уровня заряда батареи.
- Низкое энергопотребление.
- Работа от двух батареек типа AAA.
- Компактные размеры и малый вес.
- Подходит для взрослых и детей старшего возраста.
- Поставляется в исполнении с проверкой или без проверки.

Показания к применению

- Контроль сатурации и частоты пульса у пациентов с заболеваниями органов дыхания.
- Мониторинг состояния пациентов при тяжёлых заболеваниях дыхательной системы.
- Скрининговые обследования в лечебно-профилактических учреждениях.
- Использование в службах скорой медицинской помощи.
- Применение в терапевтических отделениях.
- Домашний контроль состояния здоровья.

Комплект поставки

- Пульсоксиметр TOPMED FP-30.
- Батарейки типа AAA – 2 шт.
- Защитный чехол.
- Шнурок для ношения.
- Комплект эксплуатационной документации.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Назначение	Для взрослых и детей старшего возраста
Тип прибора	Пальчиковый пульсоксиметр
Дисплей	Цветной светодиодный
Количество режимов отображения	4
Диапазон измерения SpO ₂	0 – 99 %
Погрешность измерения SpO ₂	± 2 % (в диапазоне 70 – 99 %), при 0 – 69 % не определена
Диапазон измерения пульса	25 – 250 уд/мин
Погрешность измерения пульса	± 1 уд/мин
Отображаемые параметры	SpO ₂ , частота пульса, плетизмограмма, шкала пульса, индикатор пульса, индикатор заряда батареи
Автоматическое отключение	Через 8 секунд
Индикатор низкого уровня заряда батареи	Есть
Возможность подключения к ПК	Нет
Напряжение питания	3 В
Источник питания	2 батарейки типа AAA
Время работы от батареек	Не менее 30 ч
Гарантия производителя	12 месяцев

Преимущества

- Быстрое и точное измерение уровня насыщения крови кислородом (SpO₂) и частоты пульса.
- Компактное пальчиковое исполнение без использования внешнего датчика.
- Простое проведение измерений – достаточно надеть прибор на палец пациента.
- Практически мгновенное получение результатов измерения.
- Цветной светодиодный дисплей с четырьмя режимами отображения информации.
- Одновременное отображение сатурации, частоты пульса, плетизмограммы, шкалы пульса и индикатора заряда батареи.
- Автоматическое отключение через 8 секунд после завершения измерения для экономии заряда батарей.
- Низкое энергопотребление и продолжительная автономная работа.
- Питание от двух стандартных батареек типа AAA.
- Подходит для взрослых и детей старшего возраста.
- Малый вес и компактные размеры обеспечивают удобство транспортировки и ежедневного использования.
- Подходит для эксплуатации в медицинских учреждениях, службах скорой помощи и в домашних условиях.
- Индикатор низкого уровня заряда батареи предупреждает о необходимости замены элементов питания.
- Поставляется в вариантах исполнения с поверкой и без поверки.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	8102-01-03
Бренд	TOPMED

Страна бренда	Россия
Отрасли	Для дома, Для скорой помощи
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040769.pdf
Габариты, мм	62×31×35
Вес, кг	0.04
Электропитание, В	батарейки, тип AAA, 2 шт.
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.