

## Ротор угловой 8 местный для центрифуги Hettich EBA 200

Медицинские центрифуги



#### Ваша цена

Розница Оптовая цена 74 701 руб.\* 68 774 руб.

**794 €** 731 €

\* ориентировочная цена на 25.10.2025, актуальную цену уточняйте у менеджера

С учетом НДС 20 %

Товар участвует в акциях:

• Распродажа

Наличие регистрационного удостоверения



В наличии

#### Области применения:

• Здравоохранение

### Описание

### Ротор угловой 8-местный для центрифуги Hettich EBA-200

Ротор угловой 8-местный для центрифуги Hettich EBA−200— надёжный и практичный аксессуар, предназначенный для центрифугирования пробирок объёмом до 15 мл. Конструкция обеспечивает оптимальное распределение центробежной силы и высокую стабильность работы при интенсивных нагрузках.

Изготовленный из качественных материалов, ротор отличается устойчивостью к механическим и термическим воздействиям, что гарантирует долговечность и безопасность эксплуатации. Он предназначен для точного разделения биологических жидкостей в лабораториях клинического, биохимического и исследовательского профиля.

Угловая конструкция с углом наклона 33 ° позволяет достичь равномерного осаждения образцов, обеспечивая эффективное разделение фаз при высоких скоростях вращения. Ротор совместим исключительно с центрифугой Hettich EBA−200 и оптимизирован для её характеристик.

### Особенности

- Совместимость с центрифугой Hettich EBA−200
- 8 гнёзд для пробирок объёмом до 15 мл.
- Угловая конструкция с углом наклона 33 ° для равномерного осаждения образцов.
- Высокая устойчивость к механическим и термическим нагрузкам.
- Простая установка и надёжная фиксация.
- Долговечная эксплуатация без потери баланса.

## Технические характеристики

Характеристика	Значение			
Тип ротора	Угловой			
Количество мест	8			
Угол наклона	33 °		•	
Максимальная ск	Максимальная скорость вращения о		000 до 8 000 об/мин	
Максимальное ус	Максимальное ускорение (RCF) от 3 461		1 до 6 153 g	
Максимальная вместимость 8 × 15 мл				
Материал исполнения Высокопрочный металл с антикоррозийным покрытием				
Совместимость	Центрифуга&я	nbsp;Hetti	ch EBA−200	



# Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Hettich
Страна бренда	Германия
Отрасли	Для исследований крови
Страна производства	Германия

## Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.