

## Ротор угловой 8 местный для центрифуги Hettich EBA 200

Медицинские центрифуги



### Ваша цена

Розница  
**72 257 руб.\***

794 €

Оптовая цена  
**66 523 руб.**

731 €



В наличии

\* ориентировочная цена на 07.04.2026, актуальную цену уточняйте у менеджера

С учетом НДС 22 %

Товар участвует в акциях:

- Распродажа

## Описание

### Ротор угловой 8-местный для центрифуги Hettich EBA-200

Ротор угловой 8-местный для центрифуги [Hettich EBA-200](#) — надёжный и практичный аксессуар, предназначенный для центрифугирования пробирок объёмом до 15 мл. Конструкция обеспечивает оптимальное распределение центробежной силы и высокую стабильность работы при интенсивных нагрузках.

Изготовленный из качественных материалов, ротор отличается устойчивостью к механическим и термическим воздействиям, что гарантирует долговечность и безопасность эксплуатации.

Он предназначен для точного разделения биологических жидкостей в лабораториях клинического, биохимического и исследовательского профиля.

Угловая конструкция с углом наклона 33 ° позволяет достичь равномерного осаждения образцов, обеспечивая эффективное разделение фаз при высоких скоростях вращения. Ротор совместим исключительно с центрифугой [Hettich EBA-200](#) и оптимизирован для её характеристик.

### Особенности

- Совместимость с центрифугой [Hettich EBA-200](#).
- 8 гнезд для пробирок объёмом до 15 мл.
- Угловая конструкция с углом наклона 33 ° для равномерного осаждения образцов.
- Высокая устойчивость к механическим и термическим нагрузкам.
- Простая установка и надёжная фиксация.
- Долговечная эксплуатация без потери баланса.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип ротора	Угловой
Количество мест	8
Угол наклона	33 °
Максимальная скорость вращения	от 6 000 до 8 000 об/мин
Максимальное ускорение (RCF)	от 3 461 до 6 153 g
Максимальная вместимость	8 × 15 мл
Материал исполнения	Высокопрочный металл с антикоррозийным покрытием
Совместимость	<a href="#">Центрифуга Hettich EBA-200</a>

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд	Hettich
Страна бренда	Германия
Сортировка по популярности МСК	1290
Сортировка по популярности РНД	2230
Страна производства	Германия

#### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.