

Ручка для ректоскопа к проктологическому набору Кварц НП-01

Проктологическое оборудование

Ваша цена

Розница

5 002 руб.

Оптовая цена
По запросу



Под заказ



Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

Описание

Ручка для ректоскопа к проктологическому набору Кварц НП-01

Ручка для ректоскопа к проктологическому набору Кварц НП-01 — специальный элемент конструкции, предназначенный для удобства работы с ректоскопом во время проведения обследования кишечника.

Ручка надежно крепится к осветительной головке ректоскопа при помощи винта. В конструкции предусмотрено отверстие для световодного кабеля, обеспечивающее возможность подключения световода при работе с ректоскопом.

Ручка выполнена из ударопрочного пластика, а крепление изготовлено из металла. Поверхность ручки имеет специальные прямоугольные насечки, благодаря которым ректоскоп надежно удерживается в руке и не выскальзывает во время проведения обследования.

Угол прикрепления ручки относительно тубуса составляет 75°. Такое расположение обеспечивает удобное положение ректоскопа при проведении обследования кишечника.

Особенности

- Надежное крепление к осветительной головке ректоскопа при помощи винта.
- Отверстие для световодного кабеля.
- Ручка изготовлена из ударопрочного пластика.
- Металлическое крепление.
- Специальные прямоугольные насечки на поверхности ручки.
- Надежная фиксация ректоскопа в руке.
- Угол прикрепления ручки относительно тубуса — 75°.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Назначение	Ручка для ректоскопа
Совместимость	Проктологический набор Кварц НП-01
Крепление	К осветительной головке ректоскопа при помощи винта
Материал ручки	Ударопрочный пластик
Материал крепления	Металл
Отверстие для световода	Предусмотрено
Поверхность рукоятки	Специальные прямоугольные насечки
Угол прикрепления ручки относительно тубуса	75°

Преимущества

- Надёжное крепление к осветительной головке ректоскопа с помощью винта.
- Ударопрочный пластик обеспечивает прочность и долговечность ручки.

- Металлическое крепление обеспечивает надёжную фиксацию ручки на ректоскопе.
- Прямоугольные насечки на поверхности ручки улучшают сцепление с рукой и снижают риск выскальзывания ректоскопа.
- Отверстие в ручке позволяет подключить световодный кабель.
- Угол прикрепления ручки относительно тубуса составляет 75°, обеспечивая удобное положение инструмента при обследовании кишечника.
- Конструкция ручки обеспечивает удобство удержания ректоскопа во время проведения диагностической процедуры.
- Предназначена для использования с проктологическим набором Кварц НП-01.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	НПФ Кварц
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для эндоскопического отделения
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.