

Сборник для дистиллированной воды Ливам С-100

Сопутствующее оборудование и расходные материалы



Ваша цена

Розница
83 000 руб.

Оптовая цена
71 380 руб.



Под заказ

НДС не облагается

- Объем водосборника, л: 100

Описание

Сборник для дистиллированной воды Ливам С-100

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2008/03609 от 10.11.2008.

Водосборник С-100 предназначен для сбора, хранения и разбора очищенной воды, получаемой различными методами очистки из воды питьевой общего назначения. Основные детали выполнены из качественной нержавеющей стали марки 12Х18Н10. Аппарат легко объединяется с дистилляторами для сбора дистиллированной воды.

Водосборник оборудован воздушным бактерицидным фильтром; водоуказательной колонкой и краном для разбора воды. При наполнении ёмкости срабатывает датчик, отключающий аквадистиллятор.

Для удобства эксплуатации сборник оснащён передвижной подставкой с четырьмя поворотными колёсами. В одно колесо встроена тормозная система, препятствующая передвижению сборника во время работы. Подставка предназначена для перемещения сборника с пустой ёмкостью со скоростью не более 5 км/ч по горизонтальной поверхности с твёрдым покрытием, при этом необходимое усилие для передвижения не должно превышать 10 кг.

Срок эксплуатации не менее 10 лет.

Преимущества

Водосборник Ливам С-100 обладает рядом преимуществ, которые обеспечивают его надёжную и эффективную работу в медицинских учреждениях:

- Автоматический контроль воды.
- Наличие подставки.
- Прочный корпус из устойчивого к химическим воздействиям материала — долговечность и надёжность эксплуатации.
- Герметичная крышка — предотвращает проливание и испарение жидкости.
- Простая система подключения — обеспечивает быструю установку и демонтаж.
- Совместимость с различными моделями дистилляторов и стерилизаторов — универсальное применение.
- Объём 100 л — оптимальное решение для длительной работы без частой замены ёмкости.
- Наличие шкалы уровня — визуальный контроль наполнения.
- Лёгкость в обслуживании и очистке — экономия времени персонала.
- Производство на базе современных технологий — соответствует требованиям к медицинскому оборудованию.
- Разработан специально для работы с водоочистительными установками Ливам — полная совместимость и надёжность системы.

Ливам С-100 обеспечивает эффективный сбор дистиллированной воды и соответствует санитарным и эксплуатационным требованиям для использования в медицинских учреждениях.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ливам
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000028846.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000028846.pdf
Объём водосборника, л	100
Габариты, мм	560 × 580 × 725
Вес, кг	13.5
Вес в упаковке, кг	35
Габариты в упаковке, мм	680 × 630 × 870
Электропитание, В	220
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.