

Сборник для дистиллированной воды Ливам С-240

Сопутствующее оборудование и расходные материалы



Ваша цена

Розница
99 000 руб.

Оптовая цена
85 140 руб.



Под заказ

НДС не облагается

Описание

Сборник для дистиллированной воды Ливам С-240

Сборник Ливам С-240 – устройство для сбора, хранения и раздачи очищенной и дистиллированной воды, получаемой различными методами очистки из воды питьевой общего назначения.

Предназначен для использования в аптеках, больницах, лабораториях различного типа и других медицинских и научных учреждениях.

Водосборник оборудован устройством для отключения аквадистиллятора при наполнении ёмкости, воздушным бактерицидным фильтром, водоуказательной колонкой и краном для разбора воды. Конструкция предусматривает передвижную подставку с четырьмя поворотными колёсами, одно из которых оснащено тормозом для фиксации, а также кронштейн для настенного закрепления.

Основные детали сборника выполнены из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т с поверхностью, защищённой от сколов, царапин и трещин. Сборник удобно объединяется с дистилляторами в единый комплекс для получения дистиллированной воды.

Особенности

- Сбор, хранение и раздача очищенной и дистиллированной воды.
- Устройство для автоматического отключения аквадистиллятора при наполнении ёмкости.
- Воздушный бактерицидный фильтр.
- Водоуказательная колонка для контроля уровня воды.
- Кран для удобного разбора воды.
- Передвижная подставка с чёткими фиксаторами и тормозом на колесе.
- Кронштейн для настенного закрепления.
- Основные детали из качественной нержавеющей стали 12Х18Н10Т.
- Поверхность защищена от сколов, царапин и трещин.
- Возможность интеграции с дистилляторами в единый комплекс.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Ёмкость	240 л
Исполнение	Настольное; Напольное (с подставкой и колёсами)
Размеры в плане	690 × 660 мм
Высота без подставки	1 120 мм
Срок хранения очищенной воды	не более 24 ч
Срок службы	не менее 8 лет
Напряжение питания цепей управления	12 В

Преимущества

- Ёмкость 240 л для сбора и хранения дистиллированной воды.

- Возможность настольного и напольного исполнения с подставкой и колёсами для удобного перемещения.
- Устройство автоматического отключения аквадистиллятора при наполнении ёмкости.
- Воздушный бактерицидный фильтр для предотвращения микробного загрязнения воды.
- Водоуказательная колонка для точного контроля уровня жидкости.
- Кран для удобного разбора воды.
- Кронштейн для настенного закрепления сборника.
- Основные детали выполнены из качественной нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т.
- Поверхность защищена от сколов, царапин и трещин.
- Возможность интеграции с дистилляторами в единый комплекс для получения дистиллированной воды.
- Передвижная подставка с фиксирующими колёсами обеспечивает устойчивость и удобство перемещения.
- Простое и надёжное управление системой водораздачи.
- Подходит для использования в аптеках, больницах, лабораториях и научно-исследовательских учреждениях.
- Срок хранения очищенной воды до 24 ч, срок службы не менее 8 лет.
- Напряжение питания цепей управления 12 В.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ливам
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000025345.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000025345.pdf
Вес, кг	24
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.