

Счётчик лейкоцитарной формулы Стимул Плюс С-5

Счётчики элементов крови



Ваша цена

Розница **Оптовая цена 7 440 руб. 7 318 руб.**

Сделано в России

В наличии

НДС не облагается

- Количество каналов счёта: 24
- Объём счёта по каналу, ед.: по каналу [0] 1999; по остальным каналам 255

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Счётчик лейкоцитарной формулы «Стимул Плюс С-5»

Стимул Плюс C-5 — лабораторный счётчик для микроскопического анализа мазков крови и костного мозга. Предназначен для подсчёта лейкоцитарной формулы, счёта эритроцитов по служебному каналу [0], оформления миелограммы и других счётных процедур. Обеспечивает независимый счёт по 24 каналам с выводом результатов на цифровое табло и клавишным вводом с звуковым подтверждением нажатия.

Результаты формируются как общая сумма, абсолютные значения по каждому каналу и доли, выраженные в % от общей суммы. Контрольная сумма настраивается в диапазоне 50 – 1 800 с шагом 50. Левая группа клавиш предназначена для счёта лейкоцитарной формулы (или аналогичных расчётов), функциональная группа клавиш расположена справа и выделена цветом.

Особенности

- Независимый счёт по 24 каналам с индикацией на цифровом табло.
- Три представления результата: общая сумма, абсолютные значения по каналам и % от общей суммы.
- Контрольная сумма с настройкой в пределах 50 1 800, шаг 50.
- Служебный канал [0] для независимого счёта, в том числе эритроцитов; не участвует в расчёте лейкоформулы.
- Клавишный ввод с звуковым подтверждением для снижения ошибок оператора.
- Левая счётная группа клавиш и правая функциональная группа, выделенная цветом, для удобства работы.
- Ёмкость счётчиков: до 1 999 ед. по каналу [0] и до 255 ед. по остальным каналам.

Технические характеристики

Характеристика Значение	_
Количество независимых каналов 24	_
Представление результатов Общая сум	- ма; абсолютные значения по каналам; % от общей
Суммы	
Контрольная сумма 50 – 1 800, шаг 50	_
Назначение канала [0] Независимый сч лейкоформулы	ıёт (в т. ч. эритроцитов); не входит в расчёт
Объём счётчика по каналу [0] 1 999 ед.	
Объём счётчика по остальным каналам	255 ед.
Способ ввода Клавишный, со звуковым	- ı подтверждением нажатия
Органы управления Левая счётная груп	- па; правая функциональная группа (цветовая



иаркировка)	
-------------	--

Индикация

Цифровое табло

Преимущества

Счётчик лейкоцитарной формулы «Стимул Плюс С-5» обеспечивает быстрый, воспроизводимый и наглядный подсчёт клеточного состава крови при микроскопии мазков крови и костного мозга.

- Независимый счёт по 24 каналам с отображением на цифровом табло оперативный контроль хода исследования.
- \bullet Три формата вывода результатов общая сумма, абсолютные значения по каналам и % от общей суммы.
- Настраиваемая контрольная сумма в диапазоне 50 1 800 с шагом 50 гибкая подстройка под протоколы лаборатории.
- Служебный канал [0] для независимого счёта (в т. ч. эритроцитов), не участвует в расчёте лейкоформулы.
- Клавишный ввод со звуковым подтверждением нажатия снижение случайных ошибок оператора.
- Чёткая организация органов управления: левая счётная группа и правая функциональная группа, выделенная цветом.
- Высокая ёмкость счётчиков: до 1 999 ед. по каналу [0] и до 255 ед. по остальным каналам.
- Подходит для оформления миелограммы и других счётных процедур универсальность применения.
- Ускорение работы и повышение воспроизводимости результатов при стандартных методиках подсчёта.

Результаты подсчёта могут быть представлены в виде общей суммы, абсолютных значений по каждому каналу или процента от общей суммы по каждому каналу.

Канал [0] является каналом независимого счёта, не участвующим в расчёте лейкоцитарной формулы крови, и может быть использован для счёта эритроцитов. Левая группа клавиш (счётная) — для счёта лейкоцитарной формулы или аналогичных расчётов, функциональная группа клавиш расположена справа и выделена цветом.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Сделано в России
Страна бренда	Россия
Количество каналов счёта	24
Объём счёта по каналу, ед.	по каналу [0] 1999; по остальным каналам 255
Габариты, мм	155 × 210 × 40
Вес, кг	0.4
Габариты в упаковке, мм	165 × 265 × 65
Электропитание, В	220
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.