

Шейкер-инкубатор Awareness Technology Stat Fax 2200

ИФА и ИФХЛ Арт. SF2200



Ваша цена

Розница
0 руб.

Оптовая цена
По запросу



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 20 %

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Инкубатор-шейкер Awareness Technology Stat Fax 2200

Автономный инкубатор-шейкер для планшет Awareness Technology Stat Fax 2200 компактен и прост в использовании. Вмещает два стандартных 96-луночных планшета или стрипы с лунками с круглым или плоским дном.

Оснащён крышкой для защиты от пыли и света.

Подогреваемое алюминиевое основание инкубатора обеспечивает диапазон от комнатной температуры до 40 °С (точность 0,1 °С, колебания температуры внутри инкубатора с закрытой крышкой составляет менее 4 °С). Время нагрева до заданной температуры: не более 15 минут (отображается на дисплее).

8 режимов встряхивания (от 575 до 1500 об/мин).

Таймер можно установить на время от 1 секунды до 99 мин 59 секунд (интервал 1 с).

Преимущества

Преимущества Awareness Technology Stat Fax 2200

- Простой в использовании.
- Контроль температуры и скорости перемешивания.
- 8 режимов встряхивания.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	SF2200
Бренд	Awareness Technology
Страна бренда	США

Отрасли	Здравохранение
Габариты, мм	430×370×180
Вес, кг	3.3
Страна производства	США

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.