

# Шейкер-инкубатор Awareness Technology Stat Fax 2200

ИФА и ИФХЛ



Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение

## Описание

### Инкубатор-шейкер Awareness Technology Stat Fax 2200

Автономный инкубатор-шейкер для планшет Awareness Technology Stat Fax 2200 компактен и прост в использовании. Вмещает два стандартных 96-луночных планшета или стрипы с лунками с круглым или плоским дном.

Оснащён крышкой для защиты от пыли и света.

Подогреваемое алюминиевое основание инкубатора обеспечивает диапазон от комнатной температуры до 40 °С (точность 0,1 °С, колебания температуры внутри инкубатора с закрытой крышкой составляет менее 4 °С). Время нагрева до заданной температуры: не более 15 минут (отображается на дисплее).

8 режимов встряхивания (от 575 до 1500 об/мин).

Таймер можно установить на время от 1 секунды до 99 мин 59 секунд (интервал 1 с).

## Преимущества

- Простой в использовании.
- Контроль температуры и скорости перемешивания.
- 8 режимов встряхивания.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Awareness Technology
Страна бренда	США
Отрасли	Здравоохранение
Габариты, мм	430×370×180
Вес, кг	3,3

**Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.