

## Шкаф для хранения инвентаря НВ-600 ШИ

Мебель для хранения



### Ваша цена

Розница  
**15 735 руб.**

Оптовая цена  
**15 105 руб.**



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Тип: шкаф для инвентаря
- Ширина столешницы, мм: 600
- Материал столешницы: ламинат

## Описание

### Шкаф для хранения инвентаря НВ-600 ШИ

Двухдверный шкаф НВ-600 ШИ предназначен для хранения различного лабораторного инвентаря. Его ширина 600 мм.

С одной стороны пространство для габаритного оборудования без полок, с другой – 4 полки-вкладыша.

Шкаф изготовлен из ламинированных панели (ЛДСП толщиной 16 мм), которые окантованы прочной ПВХ-кромкой толщиной 2 мм, увеличивающей ударостойкость и механическую прочность.

Габариты шкафа в собранном виде: 600×460×1820 мм. Высота металлических ножек: 100 мм.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	KORCA
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000031784.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000031784.pdf</a>
Тип	шкаф для инвентаря
Ширина столешницы, мм	600
Материал столешницы	ламинат
Габариты, мм	600×460×1820
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики

и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.