

Шкаф для размещения дефибрилляторов TAGLER ШД-1

Дефибрилляторы



Ваша цена

Розница

9 500 руб.

Оптовая цена

9 100 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 20 %

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Шкаф для размещения дефибриллятора TAGLER ШД-1

TAGLER ШД-1 предназначен для хранения дефибрилляторов в общественных местах. Белый, с яркой красной наклейкой, он будет хорошо заметен даже на расстоянии.

Есть открыть шкаф, то раздастся очень громкий звуковой сигнал (около 100 дБ) и загорится красная лампочка на крышке. Это сделано для того, чтобы привлечь внимание людей на то, что произошла чрезвычайная ситуация, а также для предотвращения возможной кражи дефибриллятора.

Звуковая сигнализация и световой сигнал работают от одной батарейки типа «Крона» (батарейка входит в комплект). Батарейный отсек внутри в левом углу. Для обслуживания или очистки шкафа сигнализацию можно отключить — выключатель находится на батарейном отсеке.

Шкаф сделан из металла, покрытого белой порошковой краской, прозрачное смотровое стекло из поликарбоната. Габариты проёма (Ш×В): 240×305 мм. Глубина шкафа: 170 мм.

Шкаф TAGLER ШД-1 подходит для размещения дефибрилляторов Mindray, а также любых других дефибрилляторов похожих размеров.

Преимущества

Преимущества TAGLER ШД-1

- Очень громкая сирена.
- Бросающийся в глаза внешний вид, шкаф можно заметить даже на большом расстоянии.
- Отличное соотношение «цена-качество».

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

TAGLER

Страна бренда

Россия

Отрасли	Здравоохранение
Габариты, мм	400×320×178
Вес, кг	4
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.