

Шкаф с вытяжным патрубком для химических реактивов НВ-800 ШР-В

Мебель для хранения



Ваша цена

Розница
16 742 руб.

Оптовая цена
14 063 руб.



В наличии

С учетом НДС 22 %

- Серия: НВ
- Тип: шкаф для реактивов
- Ширина столешницы, мм: 800
- Материал столешницы: ламинат

Описание

Шкаф с вытяжным патрубком для химических реактивов НВ-800 ШР-В

НВ-800 ШР-В — это шкаф с четырьмя дверцами для хранения химических реактивов. Его ширина 800 мм. Оборудован вытяжным патрубком для подключения вентиляции.

Выпускается в стандартной модификации (без замков) или с замками в каждой дверце.

Шкаф изготовлен из ламинированных панели (ЛДСП толщиной 16 мм), которые окантованы прочной ПВХ-кромкой толщиной 2 мм, увеличивающей ударостойкость и механическую прочность.

Шкаф укомплектован восьмью съёмными полками-вкладышами.

Габариты шкафа в собранном виде: 800×460×1820 мм. Высота металлических ножек: 100 мм.

По предварительному заказу шкафы можно укомплектовать полипропиленовыми поддонами для хранения химреактивов. В стандартном исполнении мы предлагаем шкафы серого цвета, но по согласованию с заказчиком возможно изменение цвета на белый без увеличения стоимости. Кроме того, «КОРСА» может изготовить лабораторную мебель по вашим размерам и из материалов, отвечающим вашим задачам.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КОРСА
Страна бренда	Россия
Серия	НВ
Тип	шкаф для реактивов
Ширина столешницы, мм	800
Материал столешницы	ламинат
Габариты, мм	800×460×1820

Страна производства

Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.