

## Медицинский шкаф (сейф) для хранения медикаментов/хим. реактивов СХМ-2

Медицинские шкафы и сейфы



### Ваша цена

Розница  
**10 569 руб.**

Оптовая цена  
**10 146 руб.**

**Сделано  
 в России**

В наличии

НДС не облагается

## Описание

### Медицинский шкаф (сейф) для хранения медикаментов/хим. реактивов СХМ-2

СХМ-2 — специализированный медицинский шкаф (сейф), предназначенный для безопасного хранения медикаментов, химических реактивов, медицинских инструментов и приспособлений в медицинских учреждениях, аптеках и лабораториях. Изделие подходит для оснащения центральных аптечных складов, операционных блоков, реанимационных отделений и крупных диагностических лабораторий.

Усиленная конструкция и замковая система обеспечивают защиту содержимого от несанкционированного доступа. Одностворчатое изделие поставляется в собранном виде, готовое к эксплуатации, и обеспечивает удобное зонирование внутреннего пространства для оптимального размещения медикаментов и химических реактивов.

### Особенности

- Прочный корпус из листовой стали 1,0 мм с порошковым полимерным покрытием.
- Усиленная дверь из стали 1,5 мм с внутренним швеллером для повышенной прочности.
- Защита от вскрытия: усиленный замок (2 ключа в комплекте) и пломбировочная чашка.
- Внутреннее оснащение: 3 металлические полки для удобного размещения лекарственных средств.
- Скрытые петли и возможность крепления к полу (4 отверстия + фальш-полка) для дополнительной безопасности и эстетичного вида.
- Надёжная организация внутреннего пространства для безопасного хранения медикаментов и химических реактивов.
- Полностью готовое к эксплуатации изделие.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Число внутренних полок	3
Размер полок (Ш × Г), мм	436 × 318
Расстояние между полками, мм	115
Нагрузка на каждую полку, кг, не более	10
Объём, м <sup>3</sup>	0,1

## Преимущества

- Прочный корпус из листовой стали 1,0 мм с порошковым полимерным покрытием.
- Усиленная дверь из стали 1,5 мм с внутренним швеллером для повышенной прочности.
- Защита содержимого от несанкционированного доступа: усиленный замок (2 ключа в комплекте) и пломбировочная чашка.
- Внутреннее оснащение: 3 металлические полки для удобного размещения медикаментов и химических реактивов.
- Скрытые петли и возможность крепления к полу (4 отверстия + фальш-полка) для дополнительной безопасности и эстетичного вида.

- Удобная организация внутреннего пространства для оптимального размещения лекарственных средств.
- Поставка изделия в собранном виде, готового к эксплуатации.
- Соответствие требованиям хранения медикаментов и химических реактивов в медицинских учреждениях.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Сделано в России
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010037813.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010037813.pdf</a>
Габариты, мм	440 × 340 × 700
Вес, кг	18.2
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.