

Штатив для инфузионных вливаний ДЗМО ШВ

Штативы и стойки для инфузий



Ваша цена

Розница
4 025 руб.

Оптовая цена
3 301 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Штатив для инфузионных вливаний ДЗМО ШВ

Штатив для инфузионных вливаний ДЗМО ШВ предназначен для подвешивания флаконов и инфузионных систем с лекарственными растворами при проведении лечебных процедур в условиях медицинских учреждений. Конструкция обеспечивает стабильное и безопасное размещение инфузионных емкостей на заданной высоте.

Телескопическая стойка позволяет плавно регулировать высоту штатива, адаптируя его под различные клинические задачи и условия эксплуатации. Разборная конструкция повышает удобство хранения, транспортировки и обслуживания изделия.

Штатив выполнен из стальной трубы с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к воздействию дезинфицирующих средств. Основание может быть выполнено на трёх опорах с пластиковыми заглушками или на колёсах с тормозами, что обеспечивает выбор между стационарной устойчивостью и мобильностью.

Особенности

- Разборная конструкция, удобная для хранения и транспортировки.
- Телескопическая стойка с механической регулировкой высоты и фиксацией зажимным винтом.
- Возможность установки на трёх опорах или на колёсах с тормозами.
- Устойчивая стальная конструкция с полимерно-порошковым покрытием.
- Трёхопорное основание обеспечивает стабильность при эксплуатации.
- Компактные размеры для удобного размещения в медицинских помещениях.
- Возможность одновременного размещения нескольких инфузионных емкостей.
- Устойчивость к регулярной обработке дезинфицирующими средствами.

Комплектация

- Телескопическая стойка.
- Основание.
- Опоры с заглушками – 3 шт.
- Колёса с тормозами – 3 шт.
- Держатели – 2 шт.
- Крючки – 2 шт.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Диаметр основания (на опорах), мм	730
Диаметр основания (на колёсах), мм	740
Высота штатива, мм	1350 – 2200
Допускаемая нагрузка на штатив, кг	12

Преимущества

- Разборная конструкция, обеспечивающая удобство хранения и транспортировки.
- Телескопическая стойка с плавной регулировкой высоты под различные клинические задачи.
- Надёжная фиксация положения стойки зажимным винтом.
- Возможность выбора основания: устойчивые опоры или мобильные колёса с тормозами.
- Устойчивое трёхопорное основание, обеспечивающее стабильность при эксплуатации.
- Прочная стальная конструкция, рассчитанная на длительную эксплуатацию в медицинских условиях.
- Полимерно-порошковое покрытие, устойчивое к воздействию дезинфицирующих средств.
- Компактные габариты, удобные для размещения в процедурных и стационарных отделениях.
- Возможность одновременного размещения нескольких инфузионных емкостей.
- Стабильная конструкция, рассчитанная на нагрузку до 12 кг.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	ДЗМО
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039989.pdf
Вес, кг	2.4
Вес в упаковке, кг	3
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.