

Штатив-карусель для автоматических дозаторов, 6 мест

Дозаторы



Под заказ

Описание

Штатив-карусель для автоматических дозаторов

Штатив-карусель для автоматических дозаторов предназначен для удобного и безопасного размещения до шести дозаторов в вертикальном положении. Конструкция обеспечивает аккуратное хранение, снижает риск повреждения дозирующих устройств и оптимизирует организацию рабочего пространства в лаборатории.

Изделие подходит для постоянного использования в лабораториях различного профиля, создаёт удобный доступ к дозаторам и минимизирует их контакт с поверхностями. Штатив изготавливается из прочного пластика, устойчивого к регулярной дезинфекции.

Особенности

- Вместимость до 6 автоматических дозаторов.
- Поддержание вертикального положения инструментов.
- Компактная карусельная конструкция.
- Устойчивый пластиковый корпус, пригодный для многократной дезинфекции.
- Оптимизация рабочего пространства и удобный доступ к оборудованию.
- Продление срока службы дозаторов благодаря снижению механической нагрузки.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Материал	пластик
Размер (высота × диаметр)	400 мм × Ø135 мм
Количество мест	6

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Сделано в Китае

Страна бренда

Китай

Ссылка на документы

<https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010026426.pdf>

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики

и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.