

Система предварительной очистки воды Ливам СОВ-1

Системы очистки воды



Ваша цена

Розница Оптовая цена **14 018 руб. 13 662 руб.**



Под заказ

С учетом НДС 20 %

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Система предварительной очистки воды Ливам СОВ-1

Система очистки исходной воды для дистилляции COB-1 — устройство, предназначенное для подготовки исходной воды, подаваемой на аквадистилляторы, бидистилляторы и установки получения воды деионизированной (УПВД), подключённые к общей системе водоснабжения.

Содержание в воде механических примесей, органических соединений, а также высокая жёсткость отрицательно влияют на долговечность аквадистилляторов и установок получения воды деионизированной. При использовании COB-1 увеличивается ресурс оборудования и улучшается качество получаемого дистиллята.

Очистка воды осуществляется за счёт прохождения под напором через последовательно установленные фильтры:

- ullet первая ступень фильтр механической очистки, удаляющий частицы ржавчины, песка и механической взвеси размером от 10 мкм и более;
- вторая ступень фильтр тонкой очистки на основе активированного угля, удаляющий хлор, органические соединения и пестициды с размером частиц от 5 мкм.

Комплект поставки включает систему COB-1, паспорт и руководство по эксплуатации, гибкую подводку гайка/гайка G1/2 длиной 100 см для подвода водопроводной воды, муфту ½ и ключ для откручивания корпусов.

COB-1 может применяться со следующим оборудованием: A3−4, A3−5, A3−10, A3−15, A3−25, A3−4/8, A3−10/20, Б3−2, Б3−4, Б3−8, УПВД−5−4 и др.

Технические характеристики

Параметр	Значение	
Производительн сети 0,1 МПа, дм³/ч, не	ость при температуре исходной воды 20 ± 2 °C и давлении в водопров менее 250	зодноі
Габариты (Д × Ш	× В), мм 295 × 180 × 400	
Масса, кг, не бол	uee 7	

Транспортные характеристики

Параметр Значение	
Количество мест, шт. 1	
Максимальная длина места, мм	280
Максимальная ширина места, мм	245
Максимальная высота места, мм	620
Максимальный вес места, кг	20,45



Общий вес, кг	20,45
Общий объём, м³	0,042532

Преимущества

Система предварительной очистки воды Ливам COB-1 предлагает множество преимуществ, которые делают её незаменимым элементом для качественной подготовки воды перед дистилляцией и деионизацией:

- Эффективное удаление механических примесей размером от 10 мкм защищает оборудование от загрязнений и продлевает срок службы.
- Фильтрация органических соединений, хлора и пестицидов улучшает качество исходной воды и конечного продукта.
- Повышение ресурса аквадистилляторов и установок деионизации снижает необходимость частого технического обслуживания.
- Удобство монтажа и эксплуатации комплект поставки включает все необходимые элементы для подключения и обслуживания.
- Компактные габариты и небольшой вес облегчает установку даже в ограниченных пространствах.
- Совместимость с широким спектром оборудования Ливам универсальное решение для различных моделей аквадистилляторов и УПВД.
- Обеспечивает стабильное качество воды важный фактор для лабораторных и медицинских процедур.
- Снижает риск выхода из строя дорогостоящего оборудования из-за загрязнения или повышения жёсткости воды.
- Использование качественных фильтрующих материалов гарантирует надёжность и долговечность работы системы.
- \bullet Экологичная и безопасная технология очистки не требует применения агрессивных химических реагентов.

Система Ливам COB-1 является эффективным и экономичным решением для обеспечения высокого качества воды в медицинских, лабораторных и промышленных условиях.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ливам
Страна бренда	Россия
Габариты, мм	295 × 180 × 400
Вес, кг	7
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.