

## Смарт-зонд температуры Testo 905i

Смарт-зонды    Арт. 0560 1905



- Диапазон измерения, °C: -50...+150



Под заказ

### Описание

#### Смарт-зонд температуры Testo 905i

Компактный профессиональный термометр Testo 905i с термопарой типа К (NiCr-Ni) позволяет измерять температуру в диапазоне от -50 до +150 °C. Он подходит для измерения температуры окружающей среды, а также температуры в воздуховодах и на вентиляционных решётках.

Для его работы нужен планшет или смартфон с Bluetooth и предустановленным приложением Testo Smart (можно скачать с официального сайта, Google Play или App Store). Все полученные данные отображаются в приложении в виде таблицы или графика. Протокол данных измерений можно отправить по email в формате PDF или Excel.

Прибор внесён в Государственный реестр средств измерений.

Работает от батареек типа AAA, батарейки входят в комплект. Одного комплекта батареек (3 шт.) хватает примерно на 150 часов работы.

### Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	0560 1905
Бренд	Testo
Страна бренда	Германия
Диапазон измерения, °C	-50...+150
Погрешность, °C	1
Разрешение, °C	0,1
Габариты, мм	222×30×24
Вес, кг	0.082

#### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара

без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.