

## Сменная лампа для лампы Вуда НВ-Мед ОЛДД-01

Прочее оборудование



**Ваша цена**

Розница  
**444 руб.**

**Оптовая цена**  
**384 руб.**

**Сделано  
 в России**

В наличии

С учетом НДС 22 %

### Описание

#### Запасная лампа к лампе Вуда ОЛДД-01

Люминесцентная лампа FOTON ESL S-2P 9W/BLB/G23 с цоколем G23 подходит для лампы Вуда &laquo;НВ-Мед&raquo; ОЛДД-01. Мощность лампы: 9 Вт.

Для замены лампы не нужно разбирать цоколь, просто аккуратно потяните лампу вверх.

### Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Сделано в России
Страна бренда	Россия
Габариты, мм	34×167
Вес, кг	0.005
Страна производства	Китай

#### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.