

## Спирометр Riester Spirotest 5260

Спироанализаторы



- Тип спирометра: механический (без батареек)
- Диапазон измерений, л: 1-7

 **Riester**

Под заказ

**Наличие регистрационного удостоверения**

**ФСЗ 2010/08455 от 15.07.2015**

**Области применения:**

- Здравоохранение

### Описание

#### Спирометр Riester Spirotest 5260

Портативный сухой спирометр Riester Spirotest 5260 предназначен для оценки уровня вентиляции лёгких и измерения объёма вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Спирометр точен, удобен в работе и рассчитан на длительную эксплуатацию.

Измерительный диапазон от 1000 до 7000 см<sup>3</sup>.

Используется в клиниках, спортивных центрах или дома.

В комплект входят 50 картонных одноразовых мундштуков.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСЗ 2010/08455 от 15.07.2015.

### Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Riester
<b>Страна бренда</b>	Германия
<b>Отрасли</b>	Здравоохранение, Для дома
<b>Тип спирометра</b>	механический (без батареек)
<b>Диапазон измерений, л</b>	1-7

#### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.