

Паровой стерилизатор КасПз ГПа-10 ПЗ

Паровые стерилизаторы (автоклавы)

Арт. ГПа-10ПЗ



Ваша цена

Розница

152 200 руб.

Оптовая цена

143 000 руб.



В наличии

НДС не облагается

- Тип загрузки: горизонтальный
- Тип автоклава: автоматический
- Дополнительный функционал: есть режим вакуумной сушки
- Объем рабочей камеры, л: 10
- Размеры рабочей камеры, мм: 200×280×180
- Диапазон температур, °С: 120...134
- Максимальное рабочее давление, МПа: 0,22

Товар участвует в акциях:

- Акция

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2011/10422 от 15.06.2015

Описание

Паровой стерилизатор КасПз ГПа-10 ПЗ

ГПа-10 ПЗ предназначен для паровой стерилизации изделий медицинского назначения из текстиля, металлов, из термостойкой резины, стекла. Имеет фильтр бактерицидной очистки атмосферного воздуха, поступающего в стерилизационную камеру на этапе выравнивания давления.

Для работы стерилизатор подключается к водопроводу и канализации.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСР 2011/10422 от 15.06.2015.

Объем дистиллированной воды, заливаемой при первом запуске стерилизатора: 2,75 л.

Остаточная влажность стерильных текстильных материалов: не более 1 %.

Есть режим свободного программирования: диапазон температур 120...134 °С, время стерилизации 3 – 45 мин., время сушки 1 – 25 мин.

Преимущества

Преимущества КасПз ГПа-10 ПЗ

- Эффективная стерилизация при запуске из холодного состояния.
- Вакуумная сушка осуществляется с помощью конденсатора.
- Полная автоматизация процесса стерилизации.
- Минимальный цикл стерилизации – 45 мин.
- Все элементы стерилизатора, кроме уплотнений, трубопроводов и штуцеров, изготовлены из коррозионностойкой стали.
- Стерилизаторы оснащены интерфейсным разъёмом для подключения к компьютеру.
- Энергонезависимая память.
- Соответствует классу В (ГОСТ Р ЕН 13060).

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Артикул | Гпа-10ПЗ |
| Бренд | Касимовский приборный завод |
| Страна бренда | Россия |
| Время непрерывной работы, часов | 16 |
| Наработка на отказ, часов | 1000 |
| Количество лотков/отсеков | 2/3 |
| Размер лотков/отсеков, мм | 178×260 |
| Тип загрузки | горизонтальный |
| Дополнительный функционал | есть режим вакуумной сушки |
| Объём рабочей камеры, л | 10 |
| Размеры рабочей камеры, мм | 200×280×180 |
| Диапазон температур, °С | 120...134 |
| Время нагрева, мин, не более | 30 |
| Количество полок | 2/3 |
| Размер полки, мм | 178×260 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 0,22 |
| Габариты, мм | 453×718×396 |
| Вес, кг | 44 |
| Электропитание, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2000 |
| Страна производства | Россия |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.