

Стерилизационная коробка со сменными фильтрами Ока-Медик КСКФ-21

Стерилизационные коробки для автоклавов



Ваша цена

Розница
7 341 руб.

Оптовая цена
7 069 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Стерилизационная коробка Ока-Медик КСКФ-21

Стерилизационная коробка Ока-Медик КСКФ-21 предназначена для стерилизации медицинских инструментов и материалов в паровых стерилизаторах. Корпус изготавливается из нержавеющей стали, устойчивой к воздействию высокой температуры, горячего пара и влаги. Конструкция включает корпус с откидывающейся крышкой, плотное закрытие которой обеспечивается замками-фиксаторами. Шарнирное соединение позволяет полностью открывать крышку, а ручка на крышке облегчает перенос коробки.

Изделие комплектуется сменными фильтрами из хлопчатобумажной ткани, рассчитанными на 60 циклов обработки. Коробка обеспечивает сохранение стерильности содержимого до 20 суток. Совместима с автоклавами ВК-75-01, ВП-0,1/75, ГК-100-3 (4,5) и подходит для использования в лечебно-профилактических учреждениях всех профилей.

Особенности

- Корпус из нержавеющей стали, устойчивой к пару, влаге и температуре.
- Комплектация сменными фильтрами из хлопчатобумажной ткани (60 циклов стерилизации).
- Сохранение стерильности содержимого до 20 суток.
- Крышка с надёжными замками-фиксаторами.
- Шарнирное соединение для полного раскрытия крышки.
- Удобная ручка для переноса.
- Совместимость с широким спектром паровых стерилизаторов.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Объём	21 л
Диаметр	390 мм
Высота	200 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Ресурс фильтров	60 циклов
Срок сохранения стерильности	до 20 суток
Совместимость со стерилизаторами	ВК-75-01, ВП-0,1/75, ГК-100-3 (4,5)

Преимущества

- Использование нержавеющей стали, устойчивой к коррозии, высоким температурам и влажности.
- Сохранение стерильности инструментов и материалов до 20 суток после обработки.
- Комплектация сменными фильтрами, рассчитанными на 60 циклов стерилизации.
- Плотное закрытие крышки за счёт надёжных замков-фиксаторов.
- Шарнирное соединение, позволяющее полностью открыть крышку для удобной загрузки и выемки инструментов.

- Ручка на крышке для безопасного и удобного переноса коробки.
- Совместимость с широким рядом паровых стерилизаторов: ВК-75-01, ВП-0,1/75, ГК-100-3 (4,5).
- Использование хлопчатобумажных фильтров, обеспечивающих равномерный пропуск пара.
- Подход для применения в лечебных учреждениях любых профилей.
- Простота обслуживания и долговечность конструкции.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ока-Медик
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010004009.pdf
Габариты, мм	400 × 400 × 210
Вес, кг	3.2
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.