

## Стерилизационная коробка со сменными фильтрами Ока-Медик КСКФ-3

Стерилизационные коробки для автоклавов



**Ваша цена**

Розница  
**3 083 руб.**

Оптовая цена  
**2 969 руб.**



Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение

НДС не облагается

### Описание

#### Стерилизационная коробка со сменными фильтрами Ока-Медик КСКФ-3

Стерилизационная коробка Ока-Медик КСКФ-3 – медицинское изделие, предназначенное для стерилизации перевязочных материалов, хирургического белья, инструментов и других изделий в паровых стерилизаторах, а также для их последующего хранения и доставки в стерильном виде.

Коробка изготовлена из нержавеющей стали, устойчива к коррозии, долговечна и рассчитана на многократное использование в условиях частой паровой стерилизации. Конструкция обеспечивает сохранение стерильности содержимого и надежную эксплуатацию в медицинских учреждениях различного профиля.

Крышка коробки оснащена двумя сменными фильтрами из хлопчатобумажной ткани, расположенными на дне крышки и фиксируемыми прижимом и резьбовым соединением болт-гайка. Фильтры закрывают технические отверстия и обеспечивают сохранение стерильности обработанных изделий до 20 дней, выдерживая не менее 60 циклов стерилизации. С внутренней стороны крышки установлен силиконовый уплотнитель, обеспечивающий герметичность. Крышка надежно соединена с корпусом посредством шарнирного механизма и оснащена замком-фиксатором.

#### Особенности

- Изготовлена из нержавеющей стали, устойчива к коррозии и частым циклам стерилизации.
- Предназначена для многократного использования в паровых стерилизаторах.
- Оснащена двумя сменными хлопчатобумажными фильтрами.
- Фильтры фиксируются прижимом и резьбовым соединением болт-гайка.
- Обеспечивает сохранение стерильности изделий до 20 дней.
- Фильтры выдерживают не менее 60 циклов стерилизации.
- Силиконовый уплотнитель обеспечивает герметичность конструкции.
- Крышка выполнена на надежном шарнирном креплении.
- Оснащена замком-фиксатором для безопасной эксплуатации.

#### Совместимость

Подходит для использования с паровыми стерилизаторами типа: ГК-10.

#### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Объём	3 л
Диаметр	190 мм
Высота	150 мм
Материал	Нержавеющая сталь
Фильтры	да
Гарантия производителя	24 мес.

### Преимущества

- Обеспечивает надежную стерилизацию и последующее асептическое хранение медицинских изделий.
- Позволяет безопасно транспортировать стерильные инструменты без потери их стерильности.
- Изготовлена из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и агрессивным режимам обработки.
- Рассчитана на многократное использование при регулярных циклах паровой стерилизации.
- Оснащена сменными хлопчатобумажными фильтрами, обеспечивающими защиту стерильного содержимого.
- Фильтры надежно фиксируются прижимным механизмом и резьбовым соединением болт-гайка.
- Сохраняет стерильность содержимого до 20 дней при соблюдении условий хранения.
- Фильтрующие элементы выдерживают не менее 60 циклов стерилизации без потери эффективности.
- Силиконовый уплотнитель обеспечивает дополнительную герметичность крышки.
- Шарнирное соединение крышки с корпусом повышает удобство эксплуатации и надежность конструкции.
- Замок-фиксатор предотвращает случайное открытие в процессе хранения и транспортировки.
- Компактная и прочная конструкция обеспечивает удобство размещения и эксплуатации в ЦСО и операционных.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ока-Медик
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000033905.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000033905.pdf</a>
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.