

Стерилизационная коробка со сменными фильтрами Ока-Медик КСКФ-7

Стерилизационные коробки для автоклавов



Ваша цена

Розница
4 506 руб.

Оптовая цена
4 339 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Стерилизационная коробка со сменными фильтрами Ока-Медик КСКФ-7

Стерилизационная коробка Ока-Медик КСКФ-7 – медицинское изделие, предназначенное для стерилизации перевязочных материалов, хирургического белья, инструментов и других изделий в паровых стерилизаторах, а также для их последующего хранения и транспортировки в стерильном виде.

Коробка изготовлена из нержавеющей стали, устойчива к коррозии и рассчитана на многократное использование в условиях регулярной паровой стерилизации. Конструкция обеспечивает надежное сохранение стерильности изделий при хранении и перемещении в медицинских учреждениях различного профиля.

Коробка комплектуется двумя сменными фильтрами из хлопчатобумажной ткани, расположенными на дне крышки и фиксируемыми прижимом и резьбовым соединением болт-гайка. Фильтры закрывают все технические отверстия и обеспечивают сохранение стерильности обработанных изделий до 20 дней, выдерживая не менее 60 циклов стерилизации. С внутренней стороны крышки установлен силиконовый уплотнитель, обеспечивающий герметичность корпуса. Крышка надежно соединена с корпусом посредством шарнирного механизма и оснащена замком-фиксатором.

Особенности

- Изготовлена из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и многократным циклам стерилизации.
- Предназначена для длительного и интенсивного использования в паровых стерилизаторах.
- Оснащена двумя сменными хлопчатобумажными фильтрами.
- Фильтры фиксируются прижимом и резьбовым соединением болт-гайка.
- Обеспечивает сохранение стерильности изделий до 20 дней.
- Фильтры выдерживают не менее 60 циклов стерилизации.
- Силиконовый уплотнитель обеспечивает герметичность конструкции.
- Крышка выполнена на надежном шарнирном креплении.
- Оснащена замком-фиксатором для безопасной эксплуатации.

Совместимость

Подходит для использования с паровыми стерилизаторами типов: ГК-25; ВК-30-0,1.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Объем	7 л
Диаметр	250 мм
Высота	200 мм
Материал	Нержавеющая сталь
Фильтры	да
Гарантия производителя	24 мес.

Преимущества

- Обеспечивает надежное поддержание стерильности медицинских инструментов в процессе хранения и транспортировки.
- Подходит для многократного использования в условиях интенсивной эксплуатации в стерилизационных отделениях.
- Изготовлена из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и воздействию дезинфицирующих средств.
- Сохраняет стабильные эксплуатационные свойства при регулярных циклах паровой стерилизации.
- Оснащена системой сменных хлопчатобумажных фильтров для защиты стерильного содержимого.
- Фильтры надежно фиксируются прижимным механизмом и резьбовым соединением болт-гайка.
- Обеспечивает сохранение стерильности изделий до 20 дней при соблюдении условий хранения.
- Фильтрующие элементы рассчитаны на не менее 60 циклов стерилизации без потери эффективности.
- Силиконовый уплотнитель повышает герметичность конструкции и снижает риск контаминации.
- Шарнирное крепление крышки обеспечивает удобство эксплуатации и долговечность конструкции.
- Замок-фиксатор предотвращает случайное открытие при транспортировке и хранении.
- Компактная и прочная конструкция удобна для использования в ЦСО, операционных и процедурных кабинетах.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ока-Медик
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000033907.pdf
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.