

## Стерилизационная коробка со сменными фильтрами Ока-Медик КСКФ-9

Стерилизационные коробки для автоклавов



**Ваша цена**

Розница  
**5 468 руб.**

Оптовая цена  
**5 265 руб.**



В наличии

**Области применения:**

- Здравоохранение

НДС не облагается

### Описание

#### Стерилизационная коробка со сменными фильтрами Ока-Медик КСКФ-9

Стерилизационная коробка Ока-Медик КСКФ-9 – медицинское изделие, предназначенное для стерилизации перевязочных материалов, хирургического белья, инструментов и других изделий в паровых стерилизаторах, а также для их последующего хранения и транспортировки в стерильном виде.

Коробка изготовлена из нержавеющей стали, устойчива к коррозии и рассчитана на многократное использование в условиях регулярной паровой стерилизации. Конструкция обеспечивает надежное сохранение стерильности изделий при хранении и перемещении в медицинских учреждениях различного профиля.

Коробка комплектуется двумя сменными фильтрами из хлопчатобумажной ткани, расположенными на дне крышки и фиксируемыми прижимом и резьбовым соединением болт-гайка. Фильтры закрывают все технические отверстия и обеспечивают сохранение стерильности обработанных изделий до 20 дней, выдерживая не менее 60 циклов стерилизации. С внутренней стороны крышки установлен силиконовый уплотнитель, обеспечивающий герметичность корпуса. Крышка надежно соединена с корпусом посредством шарнирного механизма и оснащена замком-фиксатором.

#### Особенности

- Изготовлена из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и многократной стерилизации.
- Предназначена для длительного и интенсивного использования в паровых стерилизаторах.
- Оснащена двумя сменными хлопчатобумажными фильтрами.
- Фильтры фиксируются прижимом и резьбовым соединением болт-гайка.
- Обеспечивает сохранение стерильности изделий до 20 дней.
- Фильтры выдерживают не менее 60 циклов стерилизации.
- Силиконовый уплотнитель обеспечивает герметичность конструкции.
- Крышка выполнена на надежном шарнирном креплении.
- Оснащена замком-фиксатором для безопасной эксплуатации.

#### Совместимость

Подходит для использования с паровыми стерилизаторами типов: ГК-25; ВК-75-0,1.

#### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Объём	9 л
Диаметр	290 мм
Высота	175 мм
Материал	Нержавеющая сталь
Фильтры	да
Гарантия производителя	24 мес.

## Преимущества

- Обеспечивает стабильную стерильность медицинских инструментов при хранении и транспортировке.
- Подходит для регулярного использования в условиях интенсивной работы стерилизационных отделений.
- Изготовлена из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и многократной паровой обработке.
- Сохраняет эксплуатационные свойства при длительной эксплуатации и частых циклах стерилизации.
- Оснащена системой сменных хлопчатобумажных фильтров для надежной защиты содержимого.
- Фильтры фиксируются прижимным механизмом и резьбовым соединением болт-гайка.
- Обеспечивает длительное сохранение стерильности до 20 дней при соблюдении условий хранения.
- Фильтрующие элементы рассчитаны на не менее 60 циклов стерилизации без потери эффективности.
- Силиконовый уплотнитель повышает герметичность и снижает риск нарушения стерильности.
- Шарнирное соединение крышки обеспечивает надежность и удобство эксплуатации.
- Замок-фиксатор предотвращает случайное открытие при транспортировке и хранении.
- Компактная конструкция удобна для использования в ЦСО, операционных и процедурных кабинетах.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ока-Медик
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000033908.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000033908.pdf</a>
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.