

Стерилизационные коробки ДЗМО КФ (кФ-3 – 3 литра)

Стерилизационные коробки для автоклавов



Наличие регистрационного удостоверения

ЗДЗМО

Array

Под заказ

Области применения:

• Здравоохранение

Описание

Стерилизационные коробки ДЗМО КФ

Стерилизационные коробки (контейнеры) предназначены для размещения и хранения предметов и материалов медицинского назначения при обработке в паровых стерилизаторах.

ДЗМО выпускает пять моделей различного объёма: 3, 6, 9, 12 и 18 литров.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07067 от 03.11.2015 г.

Декларация о соответствии № POCC RU.МГ11.Д04617 от 13.07.2017 г.

Материалом для изготовления ёмкостей для стерилизации служит коррозионностойкая нержавеющая сталь, которая сохраняет свои эксплуатационные характеристики в течение длительного срока. Крышка, дно коробки и прижимы оснащены отверстиями для прохода пара. Коробка установлена на 3 ножках.

Шарнирное соединение позволяет открыть крышку на 180°, а замок-фиксатор плотно закрывает крышку для сохранения герметичности коробки.

Каждая коробка оснащена двумя сменными фильтрами из фильтродиагонали по ГОСТ 332. Срок службы фильтров при одной стерилизации в день - 1 месяц. Для обеспечения стерильности своевременно меняйте фильтры.

Срок сохранения стерильности в коробке после стерилизации до 20 суток по МУ-287-113.

Срок сохранения стерильности в коробке после стери
Габариты коробок
Коробка
Условный объём, дм³
Габариты (диаметр×высота), мм
Масса коробки, кг
КФ-3
3
Ø190×168
1,25
КФ-6
6

Стерилизационные коробки ДЗМО КФ (кФ-3 – 3 литра)

Ø246×168



2,25	
КФ-9	
9	
Ø290×183	
2,90	
КФ-12	
12	
Ø340×183	
3,45	
КФ-18	
18	
Ø390×195	
Е	

Преимущества

- Нержавеющая сталь выдерживает большое давление в паровых стерилизаторах.
- Допускается хранение стерильных предметов и материалов в коробке до 20 суток.
- Крышка герметично закрывается прочными замками-фиксаторами.
- Удобная ручка на крышке позволяет переносить коробку.
- Фильтры легко и быстро заменяются на новые.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	ДЗМО
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.