

Стетоскоп Little Doctor LD Prof-I с двусторонней головкой

Стетоскопы



Ваша цена

Розница

353 руб.

Оптовая цена

350 руб.

Little Doctor

В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Стетоскоп Little Doctor LD Prof-I с двусторонней головкой

Little Doctor LD Prof-I — компактный и лёгкий стетофонендоскоп, предназначенный для врачей и среднего медицинского персонала. Модель оснащена двусторонней металлической головкой, сочетающей большую диафрагму и открытый колокол, что обеспечивает универсальность при ausкультации различных типов звуков.

Диафрагма снабжена пластиковой мембраной для повышения чувствительности, а колокол имеет резиновую прокладку, улучшающую акустические характеристики. Переключение между режимами «диафрагма/колокол» осуществляется простым поворотом головки на 180 °, при этом изгиб стержневого клапана указывает активную сторону работы.

Конструкция включает прочную одинарную звукопроводящую трубку и бинауральные хромированные металлические трубки с наружной пружиной. Виниловые наконечники для ушей обеспечивают комфорт при длительном использовании. Стетоскоп отличается надёжностью, удобством эксплуатации и подходит для ежедневной клинической практики.

Особенности

- Компактный и лёгкий корпус для ежедневного использования.
- Двусторонняя металлическая головка с большой диафрагмой и открытым колоколом.
- Диафрагма с пластиковой мембраной для повышения чувствительности.
- Колокол с резиновым кольцом для улучшения акустики.
- Простое переключение между режимами диафрагма/колокол поворотом головки на 180 °.
- Одинарная прочная звукопроводящая трубка.
- Бинауральные хромированные металлические трубки с наружной пружиной.
- Виниловые ушные наконечники для комфортного использования.
- Широкий выбор цветовых решений трубок.

Комплект поставки

- Двусторонняя головка с большой диафрагмой и открытым колоколом.
- Одинарная звукопроводящая трубка длиной 56 см.
- Бинауральные хромированные металлические трубки с наружной пружиной.
- Виниловые наконечники для ушей.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Материал головки	металл
Диаметр мембраны диафрагмы	43 мм
Переключение диафрагма/колокол	да
Резиновое кольцо на колоколе	да
Диаметр колокола	27 мм
Трубка	одинарная
Материал трубки	пластик

Утолщенные стенки трубки	нет
Длина трубок	56 см
Наличие таблички для имени	нет
Цвет трубки	желтый, зеленый, красный, розовый, серый, синий, черный
Возрастные ограничения	применение без ограничения возраста пациента
Гарантия	1 год

Преимущества

- Компактная и лёгкая конструкция, удобная для ежедневного использования в клинической практике.
- Двусторонняя металлическая головка обеспечивает универсальность при аускультации различных типов звуков.
- Комбинация большой диафрагмы и открытого колокола расширяет диагностические возможности прибора.
- Пластиковая мембрана диафрагмы повышает чувствительность и точность передачи звука.
- Резиновая прокладка на колоколе улучшает акустические характеристики и снижает посторонние шумы.
- Простое переключение между режимами работы поворотом головки на 180 ° повышает удобство эксплуатации.
- Чёткая индикация рабочей стороны головки за счёт изгиба стержневого клапана.
- Прочная одинарная звукопроводящая трубка обеспечивает стабильную передачу звукового сигнала.
- Бинауральные металлические трубки с наружной пружиной обеспечивают надёжную фиксацию и долговечность конструкции.
- Виниловые наконечники для ушей обеспечивают комфорт при длительном ношении и снижают утомляемость пользователя.
- Широкий выбор цветовых решений трубок позволяет адаптировать прибор под индивидуальные предпочтения.
- Оптимальная масса изделия способствует снижению нагрузки при длительных обследованиях.
- Универсальная конструкция подходит для применения у пациентов всех возрастных групп.
- Надёжная механическая система переключения снижает вероятность отказов при интенсивной эксплуатации.
- Простота конструкции облегчает уход и санитарную обработку прибора.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Little Doctor
Страна бренда	Сингапур
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040525.pdf
Вес, кг	0.135
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.