

Стетоскоп Little Doctor LD Special с длиной трубок 56 см

Стетоскопы



Ваша цена

Розница
698 руб.

Оптовая цена
692 руб.

Little Doctor

В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Стетоскоп Little Doctor LD Special с длиной трубок 56 см

Стетоскоп Little Doctor LD Special – многофункциональный стетофонендоскоп типа Sprague Rappaport, предназначенный для аускультации пациентов без возрастных ограничений. Конструкция модели обеспечивает высокую чувствительность при выслушивании тонов сердца, дыхательных шумов и других акустических проявлений работы организма.

Модель оснащена двусторонней металлической головкой специальной конструкции с большой и малой (детской) диафрагмами. Каждая диафрагма снабжена прозрачной пластиковой мембраной, а конструкция позволяет заменять любую из них на колокол соответствующего размера при помощи специальных пластиковых насадок.

Стетоскоп поддерживает 4 рабочие комбинации конфигурации – от стандартного взрослого варианта до педиатрического и неонатального режима работы. Переключение между сторонами головки выполняется поворотом на 180° вокруг стержневого клапана, при этом плоская сторона клапана указывает активную сторону.

Две усиленные звукопроводящие трубки длиной 56 см снижают влияние внешних шумов и обеспечивают более точную передачу звука. Бинауральные металлические трубки с наружной пружиной и сменными ушными наконечниками повышают комфорт использования при длительной работе медицинского персонала.

Особенности

- Многофункциональный стетофонендоскоп типа Sprague Rappaport.
- 4 рабочие комбинации конфигурации для обследования пациентов разных возрастных групп.
- Двусторонняя металлическая головка с большой и малой диафрагмами.
- Прозрачные пластиковые мембраны на каждой диафрагме.
- Возможность замены диафрагмы на колокол необходимого размера.
- Крепление мембран и колоколов к головке при помощи резьбы.
- Переключение рабочих сторон поворотом головки на 180°.
- В комплект входят колокола взрослого, среднего и неонатального размеров.
- Дополнительные мембраны для большой и малой диафрагм.
- Три комплекта ушных наконечников для индивидуальной настройки комфорта.
- Две звукопроводящие трубки с утолщёнными стенками для снижения посторонних шумов.
- Бинауральные хромированные металлические трубки с наружной пружиной.
- Наличие таблички для имени.
- Пластиковая сумочка для хранения принадлежностей.
- Возможность выбора цвета трубок.

Показания к применению

- Проведение аускультации сердечно-сосудистой системы.
- Выслушивание дыхательных шумов.
- Первичный клинический осмотр пациентов.
- Применение в терапии, педиатрии, неонатологии и общей врачебной практике.

Комплект поставки

- Двусторонняя металлическая головка с большой и малой диафрагмами.

- Две звукопроводящие трубки длиной 56 см с утолщёнными стенками.
- Бинауральные металлические трубки с пружиной.
- Наконечники для ушей.
- Пластиковый колокол большой диаметром 33 мм.
- Пластиковый колокол малый диаметром 26 мм.
- Пластиковый колокол неонатальный диаметром 19 мм.
- Дополнительная большая мембрана диаметром 40 мм.
- Дополнительная малая мембрана диаметром 27 мм.
- Пластиковые ушные наконечники (твёрдые и мягкие).
- Пластиковая сумочка для хранения дополнительных принадлежностей.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Модель	LD Special
Тип	стетофонендоскоп
Специализация	раппорт
Материал головки	металл / пластик
Диаметр мембран диафрагмы	38 и 25 мм
Переключение диафрагма / колокол	да
Резиновое кольцо на колоколе	да
Диаметр колоколов	33, 26 и 19 мм
Тип трубки	двойная
Материал трубки	пластик
Утолщённые стенки трубки	да
Длина трубок	56 см
Наличие таблички для имени	да
Цвет трубки	зелёный, красный, синий, фиолетовый, чёрный
Возрастные ограничения	применение без ограничения возраста пациента
Гарантия	1 год

Преимущества

- Конструкция типа Sprague Rappaport обеспечивает универсальность применения в одном стетоскопе.
- 4 варианта конфигурации позволяют адаптировать прибор для обследования взрослых, детей и новорождённых.
- Двусторонняя металлическая головка повышает эффективность аускультации различных частотных диапазонов.
- Возможность быстрой замены диафрагмы на колокол расширяет диагностические возможности.
- Прозрачные мембраны обеспечивают стабильную передачу акустических сигналов.
- Резьбовое крепление насадок и мембран повышает надёжность фиксации элементов.
- Поворотный механизм головки обеспечивает быстрое переключение между режимами работы.
- Две звукопроводящие трубки улучшают передачу звука и снижают потери акустического сигнала.
- Утолщённые стенки трубок уменьшают влияние внешних шумов при обследовании.
- Бинауральные металлические трубки с наружной пружиной обеспечивают удобную посадку.
- Три комплекта ушных наконечников позволяют подобрать комфортный вариант для пользователя.
- Наличие дополнительных мембран увеличивает срок эксплуатации комплекта.
- Комплект колоколов разных диаметров расширяет возможности аускультации пациентов разных возрастов.
- Подходит для применения без ограничений по возрасту пациента.
- Комплектуется сумочкой для удобного хранения принадлежностей.
- Табличка для имени упрощает идентификацию прибора в условиях медицинского учреждения.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Little Doctor

Страна бренда	Сингапур
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000024159.pdf
Вес, кг	0.37
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.