

Стойка для рециркулятора Armed СПР-3

Стойки, подставки и фильтры к рециркуляторам Арт. 1036701



Ваша цена

Розница

1 450 руб.

Оптовая цена

1 450 руб.



Под заказ

С учетом НДС 20 %

- Подходит для рециркуляторов: Армед

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Стойка Armed СПР-3 для облучателя-рециркулятора

Стойка Armed СПР-3 для облучателя-рециркулятора выполнена из металла, покрытого из специального порошкового покрытия, который можно дезинфицировать любыми доступными средствами. Прорезиненные опоры не дают изделию скользить на плитке. Удобна для тесных кабинетов, узких коридоров.

Универсальная модель, оснащена специальными колёсами, что позволяет без труда перемещать устройство в соседние помещения. Цельная конструкция безопасна и устойчива

Преимущества

Преимущества стойки Armed СПР-3 для облучателя-рециркулятора

- Имеются поворотные колёсики с одной стороны, что позволяет без труда перемещать устройство в соседние помещения.
- Прорезиненные опоры не дают изделию скользить на плитке.
- Удобна для тесных кабинетов, узких коридоров.
- Цельная конструкция безопасна и устойчива.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	1036701
Бренд	Армед
Страна бренда	Россия
Подходит для рециркуляторов	Армед

Габариты, мм	270×340×1010
--------------	--------------

Вес, кг	2.4
---------	-----

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.