


## Сушилка для пробирок на 55 мест Stegler 55

Сантехнические принадлежности для лабораторий



### Ваша цена

Розница  
**3 315 руб.**

Оптовая цена  
**3 181 руб.**



В наличии

С учетом НДС 22 %

- Количество посадочных гнёзд: 55

Товар участвует в акциях:

- Эксклюзив
- Популярное

## Описание

### Сушилка для пробирок на 55 мест Stegler 55

Универсальная лабораторная сушилка Stegler 55 подходит для сушки пробирок и колб. Вмещает до 55 единиц посуды.

Сделана из стали, покрытой порошковой краской, которая защищает металлическую конструкцию от коррозии и царапин. Наконечники на штырях для сушки пробирок сделаны из силикона.

Сушилку можно повесить на стену или поставить на стол.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Stegler
Страна бренда	Китай
Тип	сушилка для посуды
Количество посадочных гнёзд	55
Габариты, мм	675×358×155

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.