

## Сушилка для пробирок Stegler 0362A

Сантехнические принадлежности для лабораторий



### Ваша цена

Розница  
**6 249 руб.**

Оптовая цена  
**5 999 руб.**



В наличии

С учетом НДС 22 %

- Количество посадочных гнёзд: 52

## Описание

### Сушилка для пробирок Stegler 0362A

Универсальная лабораторная сушилка Stegler 0362A подходит для сушки пробирок и колб. Вмещает до 52 единиц посуды. Длина наконечников: 120 и 95 мм.

Выполнена из полипропилена, который устойчив к воздействию агрессивных химических растворителей, его легко мыть и можно чистить дезинфицирующими средствами.

Сушилку можно повесить на стену или поставить на стол.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Stegler
Страна бренда	Китай
Тип	сушилка для посуды
Количество посадочных гнёзд	52
Габариты, мм	550×700×120

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.